

# Saljol Carbon Rollator

Der sichere und  
elegante Begleiter



## Highlights

### Hautfreundliche Griffe

Kork-TPE sorgt für ein natürliches Gefühl, ist stoßdämpfend und schont Arme und Handgelenke

### Einhändig abnehmbare Tasche

mehr Sicherheit – mit einer Hand am Rollatorgriff festhalten, mit der anderen Tasche aushängen

### Stoßabsorbierende Allround-Reifen

ideal für Stadt und Land – spezielle Reifen für mehr Halt, Komfort und Sicherheit auf jedem Untergrund



CR54 und CR62  
je 669 €

### Armauflage aus Kork-TPE

bequemes Sitzen ohne Druckstellen am Unterarm

### Schleifbremsen

verhindern Wegrollen des Rollators beim Bergabgehen, aufrechter Gang im Rollator wird unterstützt und Richtungsdrall beim Gehen ausgeglichen

### Reflektoren an allen Seiten

gute Sichtbarkeit dank über 30 Reflektoren an Rahmen, Reifen, Griffen, Ankipphilfe und Tasche

Einfacher  
Transport



Bequem  
und stabil  
sitzen




Sicher  
bergabgehen  
dank  
Schleifbremse



# Technische Daten

Carbon Rollator	CR54	CR62
Empfohlen für Körpergröße	<170 cm Körpergröße	>160 cm Körpergröße
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg
Gewicht ohne Tasche	5,6 kg	5,6 kg
Gewicht mit Tasche	6,0 kg	6,0 kg
Maximale Beladung der Tasche	5 kg	5 kg
Breite offen	61 cm	61 cm
Breite geschlossen	21 cm	21 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Maximale Griffhöhe	88 cm	103 cm
Minimale Griffhöhe	76 cm	81 cm

## Rahmenfarbe Carbon Rollator



British Racing Green



Midnight Blue



Star Silver



Matt Black



15 €

Umbauset für Einhand-Simultanbremse

## Zubehör



89 €

Transporttasche



49 €

Rückengurt



129 €

Jost-Tasche

Leoprint od. schwarz



49 €

Standard-Tasche



59 €

Fester Sitz



69 €

Echtholz-Tablett



89 €

Sonnen-/Regenschirm



15 €

LED-Lampe



19 €

Klingel



19 €

Stockhalter