

Saljol Carbon Rollator

Der sichere und
elegante Begleiter

MD CE



SALJOL
Spaß am Leben!

Highlights

Super leicht und stabil
wiegt nur 5,6 kg

Hautfreundliche Griffe
Kork-TPE sorgt für ein natürliches
Gefühl, ist stoßdämpfend und
schont Arme und Handgelenke

**Stoßabsorbierende
Allround-Reifen**
spezielle Reifen für mehr
Halt, Komfort und Sicher-
heit auf jedem Untergrund

Einhändig abnehmbare Tasche
mehr Sicherheit – mit einer Hand
am Rollatorgriff festhalten, mit
der anderen Tasche aushängen



CR54 und CR62
je 689 €

Einfaches Falten und Transportieren

lässt sich mit wenigen
Handgriffen zusammenfallen

Armauflage aus Kork-TPE

bequemes Sitzen ohne
Druckstellen am Unterarm

Schleifbremsen

verhindern Wegrollen des Rollators
beim Bergabgehen, aufrechter Gang
im Rollator wird unterstützt und Rich-
tungsdrall beim Gehen ausgeglichen

Reflektoren an allen Seiten

gute Sichtbarkeit dank über
30 Reflektoren an Rahmen, Reifen,
Griffen, Ankipphilfe und Tasche

Hilfsmittelnummer: 10.50.04.1260

Allround-
Reifen für
jeden
Untergrund



Bequem
und
stabil
sitzen



Einfach
falten und
trans-
portieren



Technische Daten

Carbon Rollator	CR54	CR62
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg
Gewicht ohne Tasche	5,6 kg	5,6 kg
Gewicht mit Tasche	6,0 kg	6,0 kg
Maximale Beladung der Tasche	5 kg	5 kg
Breite offen	61 cm	61 cm
Breite geschlossen	21 cm	21 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm

Rahmenfarben Carbon Rollator



British Racing Green



Midnight Blue



Matt Black



Copper Red



Pure Gold



15 €

Umbauset für Einhand-Simultanbremse

Zubehör



89 €

Transporttasche



49 €

Rückengurt



129 €

Jost-Tasche

schwarz



49 €

Standard-Tasche



89 €

Schirm

schwarz od. karamell



69 €

Echtholz-Tablett



59 €

Fester Sitz



10 €

LED-Licht



19 €

Klingel



19 €

Universal Stockhalter

Produkte können von Abbildungen abweichen | Preise inkl. MwSt.

09/2024