

# Saljol Carbon Rollator

Der sichere und  
elegante Begleiter



## Highlights

**Super leicht und stabil**  
wiegt nur 5,6 kg

**Hautfreundliche Griffe**  
Kork-TPE sorgt für ein natürliches  
Gefühl, ist stoßdämpfend und  
schont Arme und Handgelenke

**Stoßabsorbierende  
Allround-Reifen**  
spezielle Reifen für mehr Halt,  
Komfort und Sicherheit  
auf jedem Untergrund

**Einhändig abnehmbare Tasche**  
mehr Sicherheit – mit einer Hand  
am Rollatorgriff festhalten, mit  
der anderen Tasche aushängen



CR54 und CR62  
je 689 €

## Einfaches Falten und Transportieren

lässt sich mit wenigen  
Handgriffen zusammenfallen

**Armauflage aus Kork-TPE**  
bequemes Sitzen ohne  
Druckstellen am Unterarm

**Schleifbremsen**  
verhindern Wegrollen des  
Rollators beim Bergabgehen,  
aufrechter Gang im Rollator wird  
unterstützt und Richtungsdrall  
beim Gehen ausgeglichen

**Reflektoren an allen Seiten**  
gute Sichtbarkeit dank über  
30 Reflektoren an Rahmen,  
Reifen, Griffen, Ankipphilfe und  
Tasche

Allround-  
Reifen für  
jeden  
Untergrund



Bequem  
und  
stabil  
sitzen



Einfach  
falten und  
trans-  
portieren




# Technische Daten

Carbon Rollator	CR54	CR62
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg
Gewicht ohne Tasche	5,6 kg	5,6 kg
Gewicht mit Tasche	6,0 kg	6,0 kg
Maximale Beladung der Tasche	5 kg	5 kg
Breite offen	61 cm	61 cm
Breite geschlossen	21 cm	21 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm

## Rahmenfarben Carbon Rollator



British Racing Green



Midnight Blue



Matt Black



Limited Edition: Copper Red\*



Limited Edition: Pure Gold\*



15 €

Umbauset für Einhand-Simultanbremse

## Zubehör



89 €

Transporttasche



49 €

Rückengurt



129 €


Jost-Tasche

Leoprint od. schwarz



49 €

Standard-Tasche



89 €

Schirm

schwarz od. karamell



69 €

Echtholz-Tablett



59 €

Fester Sitz



10 €

LED-Licht



19 €

Klingel



19 €

Stockhalter

Produkte können von Abbildungen abweichen | Preise inkl. MwSt.

\*Nur solange Vorrat reicht

01/2024