

CR

Carbon Rollator



**Für mehr Spaß am Leben – Premium Qualität mit Vollausrüstung
Inklusive Rückengurt, Tasche, Stockhalter, LED-Licht und Klingel**

Sicherheit, die Sie spüren
– „handschmiegsame“
Kork-TPE-Griffe
mit Armauflage

Leichtes Bremsen mit
einer Hand – Umbau
zur Einhandbremse
möglich

Schleifbremse für mehr
Kontrolle beim Bergabfahren
und bei Gangunsicherheit



Wiegt nur
leichte 5,6 kg

Kompakt faltbar
– ideal für den
Transport

Sichtbar auch
bei Dunkelheit
durch über
30 Reflektoren

Höchste Qualität bis ins
kleinste Detail – Sie fühlen es!

Carbon Rollator inklusive Rückengurt, Tasche, Stockhalter, LED-Licht und Klingel	CR54 699,00 €	CR62 699,00 €	CR62W 799,00 € Nur in British Racing Green erhältlich
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	180 kg
Gesamtgewicht ohne Zubehör	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Maximale Zuladung der Tasche	5 kg	5 kg	5 kg
Breite offen/geschlossen	61/21 cm	61/21 cm	68/21 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm	52 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm	81–100 cm
Hilfsmittelnummer	10.50.04.1260	10.50.04.1260	beantragt

Carbon Rollator – Bestandteile der Vollausrüstung



Rückengurt
49,00 €



LED-Licht
10,00 €



Klingel
19,00 €



Stockhalter
19,00 €



British Racing
Green

Carbon Rollator – weiteres Zubehör



Carbon Gehstock
99,00 €



Fester Sitz
59,00 €



Transporttasche
89,00 €



Holztablett
mit Filzauflage
69,00 €



Midnight Blue



Schirm
karamell
89,00 €



Schirm
schwarz
89,00 €



JOST-Tasche
schwarz
129,00 €



Bremskabel für
Einhandbremse
0,00 €



Copper Red



Pure Gold