

CR

Carbon Rollator



**Für mehr Spaß am Leben – Premium Qualität mit Vollausrstattung
Inklusive Rückengurt, Tasche, Stockhalter, LED-Licht und Klingel**

Sicherheit, die Sie spüren
– „handschmiegsame“
Kork-TPE-Griffe
mit Armauflage

Leichtes Bremsen mit
einer Hand – Umbau
zur Einhandbremse
möglich

Schleifbremse für mehr
Kontrolle beim Bergabfahren
und bei Gangunsicherheit



Wiegt nur
leichte 5,6 kg

Kompakt faltbar
– ideal für den
Transport

Sichtbar auch
bei Dunkelheit
durch über
30 Reflektoren

Höchste Qualität bis ins
kleinste Detail – Sie fühlen es!

Carbon Rollator inklusive Rückengurt, Tasche, Stockhalter, LED-Licht und Klingel	CR54 699,00 €	CR62 699,00 €	CR62W 799,00 €
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	180 kg
Gesamtgewicht ohne Zubehör	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Maximale Zuladung der Tasche	5 kg	5 kg	5 kg
Breite offen/geschlossen	61/21 cm	61/21 cm	68/21 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm	52 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm	81–100 cm
Hilfsmittelnummer	10.50.04.1260	10.50.04.1260	beantragt

Carbon Rollator – Bestandteile der Vollausrüstung



Rückengurt
49,00 €



LED-Licht
10,00 €



Klingel
19,00 €



Stockhalter
19,00 €



British Racing
Green

Carbon Rollator – weiteres Zubehör



Carbon Gehstock
99,00 €




Fester Sitz
59,00 €



Transporttasche
89,00 €



Holztablett
mit Filzauflage
69,00 €



Midnight Blue



Schirm
karamell
89,00 €



Schirm
schwarz
89,00 €



JOST-Tasche
schwarz
129,00 €



Bremskabel für
Einhandbremse
0,00 €



Copper Red



Pure Gold