

# Saljol Wohnraumrollator

Schmaler, stabiler Rollator  
für den Wohnbereich



## Highlights

### Im Rahmen integriertes Bremsssystem

kein Hängenbleiben an  
Möbeln und Türgriffen  
durch abstehende  
Bremskabel

### 360° drehbare Räder

sicher auf der Stelle  
drehen, auch in  
engsten Räumen,  
wie der Gästetoilette



### Stabiler Handlauf

sicher aufstützen,  
ohne dass der  
Rollator kippt

### Praktischer Sitz aus Holz

im Sitzen durch  
die Wohnung bewegen  
und Kräfte sparen

### Schmale Konstruktion

leicht zu manövrieren in  
engen Räumen, passt auch  
durch schmale Türrahmen

Größe	
S, M od. L	429 €
XXL	799 €

### Ersetzt Toilettenhaltegriffe



Passt durch schmale Bereiche

### Ermöglicht Trippeln im Sitzen



# Technische Daten

Wohnraumrollator	S	M	L	XXL
Griffhöhe	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Sitzhöhe	52 cm	55 cm	58 cm	58 cm
Empfohlene Körpergröße	145-165 cm	150-180 cm	170-200 cm	170-210 cm
Maximales Benutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg
Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	68 cm
Breite oben	51 cm	51 cm	51 cm	65 cm
Abstand zwischen den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	60 cm
Gewicht	13,5 kg	14,0 kg	14,2 kg	16,4 kg
Kompatibel mit Zubehör	✓	✓	✓	

## Rahmenfarbe



S, M od. L in anthrazit oder elfenbeinweiß  
429 €



XXL in anthrazit und elfenbeinweiß  
799 €

## Zubehör



19 €

Bezug Sitzbrett



59 €

Tablett



79 €

Schrank



69 €

Jost-Taschen



39 €

Ergo-Sitz



49 €

Tasche



19 €

Rückenrolle\*



49 €

Polstersitz\*



89 €

HPL\*\*-Sitzbrett

\*Verfügbar in Webstoff mittelgrau oder Kunstleder dunkelbraun

\*\* unter Hochdruck verpresstes Laminat, sehr widerstandsfähig, wischdesinfizierbar

Alle Preise inkl. MwSt.

