

Saljol Wohnraumrollator

Schmaler, stabiler Rollator
für den Wohnbereich



Highlights

Im Rahmen integriertes Bremssystem

kein Hängenbleiben an
Möbeln und Türgriffen
durch abstehende
Bremskabel

360° drehbare Räder

sicher auf der Stelle
drehen, auch in
engsten Räumen,
wie der Gästetoilette



Größe	
S, M od. L	429 €
XXL	799 €

Stabiler Handlauf

sicher aufstützen,
ohne dass der
Rollator kippt

Praktischer Sitz aus Holz

im Sitzen durch
die Wohnung bewegen
und Kräfte sparen

Schmale Konstruktion

leicht zu manövrieren in
engen Räumen, passt auch
durch schmale Türrahmen

Ersetzt Toilettenhaltegriffe



Passt durch schmale Bereiche

Ermöglicht Trippeln im Sitzen



Technische Daten

Wohnraumrollator	S	M	L	XXL
Griffhöhe	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Sitzhöhe	52 cm	55 cm	58 cm	58 cm
Empfohlene Körpergröße	145-165 cm	150-180 cm	170-200 cm	170-210 cm
Maximales Benutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg
Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	68 cm
Breite oben	51 cm	51 cm	51 cm	65 cm
Abstand zwischen den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	60 cm
Gewicht	13,5 kg	14,0 kg	14,2 kg	16,4 kg
Kompatibel mit Zubehör	✓	✓	✓	

Rahmenfarbe



S, M od. L in anthrazit oder elfenbeinweiß
429 €

XXL in anthrazit und elfenbeinweiß
799 €


Zubehör



19 €



49 €



79 €



69 €



39 €

Bezug Sitzbrett

Tablett

Schränk

Jost-Taschen

Ergo-Sitz



49 €



19 €



49 €



89 €

Tasche

Rückenrolle*

Polstersitz*

HPL**-Sitzbrett

*Verfügbar in
Webstoff mittelgrau
oder Kunstleder
dunkelbraun

** unter Hochdruck
verpresstes Laminat,
sehr widerstandsfähig,
wischdesinfizierbar

Alle Preise inkl. MwSt.

