

# Konformitätserklärung

im Sinne der Direktive 93/42/EEC

## Hersteller:

SALJOL GmbH  
Hubertusstrasse 8  
82256 Fürstenfeldbruck  
Deutschland  
Tel. +49 8141 31774-0  
Fax. +49 8141 31774-11  
[www.saljol.de](http://www.saljol.de)

## Bevollmächtigter für das Zusammenstellen der technischen Unterlagen (Dokumentationsverantwortlicher):

Fabian Haberkorn  
Produktmanager der SALJOL GmbH  
[fabian.haberkorn@saljol.de](mailto:fabian.haberkorn@saljol.de)

## Marke:



Der Hersteller / Bevollmächtigte erklärt, dass folgende Produkte mit der Produktbezeichnung **PAGE Innenraumrollator**, Baujahr: 2017

	Modelnummern für Fußbremse	Beschreibung
	4058789007778 4058789003046 4058789007785	PAGE Fußbremse, anthrazit, Größe S, inkl. Sitzbrett PAGE Fußbremse, anthrazit, Größe M, inkl. Sitzbrett PAGE Fußbremse, anthrazit, Größe L, inkl. Sitzbrett
	4058789008300 4058789008294 4058789008317	PAGE Fußbremse, elfenbeinweiß, Größe S, inkl. Sitzbrett PAGE Fußbremse, elfenbeinweiß, Größe M, inkl. Sitzbrett PAGE Fußbremse, elfenbeinweiß, Größe L, inkl. Sitzbrett

	Modelnummern für Handbremse	Beschreibung
	4058789007754 4058789005187 4058789007761	PAGE Handbremse, anthrazit, Größe S, inkl. Sitzbrett PAGE Handbremse, anthrazit, Größe M, inkl. Sitzbrett PAGE Handbremse, anthrazit, Größe L, inkl. Sitzbrett
	4058789008324 4058789008331 4058789008348	PAGE Handbremse, elfenbeinweiß, Größe S, inkl. Sitzbrett PAGE Handbremse, elfenbeinweiß, Größe M, inkl. Sitzbrett PAGE Handbremse, elfenbeinweiß, Größe L, inkl. Sitzbrett

den folgenden harmonisierten Normen und Spezifikationen entsprechen:

**ISO 11199-2:2005** geprüft/ bestanden  
Gehhilfen für beidarmige Handhabung - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 2: Rollatoren

**ISO 11199-3:2005** geprüft/ bestanden  
Gehhilfen für beidarmige Handhabung - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 3: Gehwagen

**ISO 9227**  
Salzspraytest geprüft/ bestanden

**Kunststoff EPP**  
Verordnung (EG) Nr. 1907 2006 auf REACH geprüft/ bestanden  
EU-Richtlinie 2011/65/EU auf ROHS geprüft / bestanden

**Karton-Verpackung**  
Verordnung (EG) Nr. 1907 2006 auf REACH geprüft/ bestanden  
EU-Richtlinie 2011/65/ auf ROHS geprüft / bestanden

## EAN Code und Seriennummern auf jedem Produkt

EAN Code



Seriennummer



Foto zeigt einen EAN Code und die Seriennummer Beschriftung.

## CE-Typenschild: Etiketten-Beschriftung auf jedem Produkt

**SALJOL**  
immer weiter.  
Saljol GmbH  
Hubertusstrasse 8  
82256 Fürstenfeldbruck  
Telefon 08141 317740



**Modell:** Page Rollator für den Innenbereich  
**Max. Nutzergewicht:** 150kg  
**Nutzlast Sitz:** 150 kg  
**Nutzlast Tablett:** 20 kg  
**Größe S:** L:51cm B:56cm H:80cm  
**Sitzhöhe:**52cm **Griffhöhe:**80cm

**SALJOL**  
immer weiter.  
Saljol GmbH  
Hubertusstrasse 8  
82256 Fürstenfeldbruck  
Telefon 08141 317740



**Modell:** Page Rollator für den Innenbereich  
**Max. Nutzergewicht:** 150kg  
**Nutzlast Sitz:** 150 kg  
**Nutzlast Tablett:** 20 kg  
**Größe M:** L:51cm B:56cm H:86cm  
**Sitzhöhe:**55cm **Griffhöhe:**86cm

**SALJOL**  
immer weiter.  
Saljol GmbH  
Hubertusstrasse 8  
82256 Fürstenfeldbruck  
Telefon 08141 317740



**Modell:** Page Rollator für den Innenbereich  
**Max. Nutzergewicht:** 150kg  
**Nutzlast Sitz:** 150 kg  
**Nutzlast Tablett:** 20 kg  
**Größe L:** L:51cm B:56cm H:92cm  
**Sitzhöhe:**58cm **Griffhöhe:**92cm



Foto zeigt die CE-Kennzeichnung am Produkt

Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn an der Anlage Änderungen vorgenommen werden, die nicht vorher mit uns abgestimmt und schriftlich von uns genehmigt wurden.

Fürstenfeldbruck, 15.12.2017

(Ort, Datum)

Herr Fabian Haberkorn  
/Produktmanager

(Unterzeichner und Angaben  
zum Unterzeichner)

(Ort, Datum)