

Saljol Wohnraumrollator

Der schmale und wendige
Helfer für zuhause

MD CE



SALJOL
Spaß am Leben!

Highlights

Im Rahmen integriertes Bremsystem

kein Hängenbleiben an
Möbeln und Türgriffen
durch abstehende
Bremskabel

360° drehbare Räder

sicher auf der Stelle
drehen, auch in
engsten Räumen,
wie der Gästetoilette



Größe
S, M od. L 429 €
XXL 799 €

Stabiler Handlauf

sicher aufstützen,
ohne dass der
Rollator kippt


Praktischer Sitz aus Holz

im Sitzen durch die
Räume bewegen und
Kräfte sparen

Schmale Konstruktion

leicht zu manövrieren
in engen Räumen,
passt auch durch
schmale Türrahmen

Ersetzt Toilettenhaltegriffe



Passt durch schmale Bereiche

Ermöglicht Trippeln im Sitzen



Technische Daten

Wohnraumrollator	S	M	L	XXL
Empfohlene Körpergröße	145-165 cm	150-180 cm	170-200 cm	170-210 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg
Griffhöhe	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Sitzhöhe	52 cm	55 cm	58 cm	58 cm
Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	68 cm
Breite oben	51 cm	51 cm	51 cm	65 cm
Abstand zwischen den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	60 cm
Gewicht	13,5 kg	14,0 kg	14,2 kg	16,4 kg
Kompatibel mit Zubehör	✓	✓	✓	

Rahmenfarbe



S, M od. L in anthrazit oder elfenbeinweiß
429 €



XXL in anthrazit und elfenbeinweiß
799 €

Zubehör



19 €

Bezug Sitzbrett



69 €

Tablett



69 €

Jost-Taschen

Jost-Taschen
wahlweise in
Kunstleder beige,
Transparent oder
Filz grau



49 €

Tasche



19 €

Rückenrolle*



49 €

Polstersitz*



79 €

Schrank

*Verfügbar in
Webstoff mittelgrau
oder Kunstleder
dunkelbraun

Produkte können von Abbildungen abweichen | Preise inkl. MwSt.

11/2022