

Konformitätserklärung

im Sinne der EG - Richtlinie Maschinen 2006 / 42 / EG Anhang II, 1 A; sowie: EG 2004 / 108 / EG – EMV-Richtlinie

„Club1“

Erstellt durch	Datum	Letzte Aktualisierung	Version
SALJOL GmbH	22.03.2021	16.07.2021	1.1
Dateiname	Autor	Genehmigt durch	Copyright
konformität-club1.docx	Johannes Benkert	Jan Bömmerl	SALJOL GmbH

Inhalt

1. Übersicht.....	3
2. Änderungshistorie	3
3. Allgemeine Informationen.....	4
Hersteller	4
Dokumentationsverantwortlicher / Bevollmächtigter für das Zusammenstellen der technischen Unterlagen	4
Marke	4
4. Betreffende Produkte	5
5. Harmonisierte Normen.....	6
EN 60335-1:2005.....	6
EN ISO 12100:2010.....	6
EN 1022:2005.....	6
EN 1728:2014.....	6
DIN EN 12520:2016-03	6
BS EN ISO 105-E04:2013.....	6
REACH:2006-12-18.....	6
6. Kennzeichnung am Produkt.....	7
7. Schlusswort.....	8

1. Übersicht

Das nachfolgende Dokument beschreibt die Konformitätserklärung des Club1 von SALJOL.

Die SALJOL GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der Club1 konform mit den in 5. genannten Normen ist.

2. Änderungshistorie

Datum	Änderung	Version
22.03.2021	Neuerstellung	1.0
16.07.2021	Aktualisierung Typenschilder	1.1

3. Allgemeine Informationen

Hersteller
SALJOL GmbH,
Frauenstr. 32,
82216 Maisach

Dokumentationsverantwortlicher / Bevollmächtigter für das
Zusammenstellen der technischen Unterlagen

Jan Bömmerl
Position: Leitung Technik
technik@saljol.de

Marke



4. Betreffende Produkte

Club1 in den Varianten:

Material	Farbe	Baujahr	Basis UDI-DI / EAN
Microfaser	Beige	ab 2017	4058789000090
Webstoff	Grau	ab 2017	4058789000069
Webstoff	Grüngelb	ab 2017	4058789000083

5. Harmonisierte Normen

Der Hersteller / Bevollmächtigte erklärt, dass die unter 4. genannten Produkte, den folgenden Normen entsprechen:

EN 60335-1:2005

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

EN ISO 12100:2010

Allgemeine Gestaltungsleitsätze Risikobeurteilung und Risikominderung

EN 1022:2005

Wohnmöbel - Sitzmöbel - Bestimmung der Standsicherheit

EN 1728:2014

Möbel - Sitzmöbel - Prüfverfahren zur Bestimmung der Festigkeit und
Dauerhaltbarkeit

DIN EN 12520:2016-03

Möbel - Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit - Anforderungen a Sitzmöbel
für den Wohnbereich; Deutsche Fassung EN 12520:2015

BS EN ISO 105-E04:2013

Farbechtheitsprüfungen. Farbechtheit gegen Schweiß

REACH:2006-12-18

Bezüge erfüllen EGV 1907/2006:2006-12-18

6. Kennzeichnung am Produkt

Auf jedem Club1 ist das entsprechende Etikett am Rahmen angebracht:



SALJOL GmbH - Frauenstraße 32 82216 Maisach	
Ruhe- & Aufstehsessel / rise- & recline chair Model: Club1 Produktionstag/date of construction: 20170411 Seriennr./Serialno.: 201608090001	
Int. 10% / Max. 2/18 Max. Nutzergewicht/load 150kg Klasse/Class II	
Bemessungsspannung/rated voltage range 220-240 V Bemessungsfrequenz/rated frequency 50 Hz Bemessungsaufnahme/rated input 100 VA	

Foto mit EAN-Code, Seriennummer und CE-Kennzeichnung am Produkt:



7. Schlusswort

Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn an der Anlage Änderungen vorgenommen werden, die nicht vorher mit SALJOL abgestimmt und schriftlich von SALJOL genehmigt wurden.

Maisach, 16.07.2021

(Ort, Datum)

Jan Bömmerl

(Unterzeichner)



(Unterschrift)