

Design Rollator mit großer Tasche. Rollz Flex²

**Ein Rollator der nicht nach einem Hilfsmittel aussieht,
leicht zu manövrieren und ideal zum Einkaufen.**

- Große, wasserabweisende Tasche mit kleinem Beutel zum Herausnehmen
- Hohe Zuladung bis zu 20 kg möglich
- Individuell einstellbarer Griff
- Leicht zu manövrieren, auch einhändig
- Faltbar für leichten Transport
- Modernes Design, erinnert an einen Kinderwagen
- Durch Umklappen des Griffs als Einkaufstrolley nutzbar: Ideal für Treppen




**Ideal zum
Einkaufen**

Große Tasche, fasst 25 l



Rollator mit Sitz



Stylisches Design



Rollator-Position

Ideal zum Stützen und Schieben.



Trolley-Position

Ideal zum Hinterherziehen und bei Treppen.



Achtung:
Keine Rollator-Funktion
in dieser Position

Leicht zu manövrieren

Sehr wendig, dank kleinem Wendekreis.



Sichere Bremse

Die Bremszüge sind unsichtbar im Rahmen versteckt.

Flexibler Handgriff

Der Handgriff ist nicht nur höhen-, sondern auch in verschiedenen Positionen im Winkel verstellbar.

Zweckmäßige Tasche

Die Tasche kann bis zu 20 kg tragen. Inklusive herausnehmbarer Innentasche.

Leicht und kompakt

Wiegt nur 7,4 kg. Lässt sich in der Mitte zu einem kompakten Packmaß falten.

Rollz Flex

Gewicht

7,4 kg

Körpergröße

155-195 cm

Maximale Belastung

125 kg

Sitzbreite

44 cm

Sitzhöhe

62 cm

Max. Stützhöhe

100 cm

Min. Stützhöhe

80 cm

Breite offen

62 cm

Breite gefaltet

33 cm

Hilfsmittelnummer

10.50.04.1214

Fassungsvermögen Tasche

20 kg-25 l

Rahmenfarbe



Pebble white



Dark purple



Jungle green



Matt black

Zubehör



Regenschirm

109 €



Taschenhaken

32 €



Stockhalter


32 €



Tasche smokey grey

inkl.

Neue Reifen



Alt



Neu

PU-Schaum

Die Reifen bestehen aus 30% weicherem PU-Schaum. Das macht die Reifen weicher, sorgt für mehr Dämpfung, weniger Vibration und besseren Grip. Dadurch wird das Fahren für Sie noch angenehmer.

