

Saljol Allround Rollator

Das Multitalent
für Stadt und Land



Highlights

Umbaubare Bremse

Standard-Zweihandbremse
oder Einhand-Simultanbremse

Alu-Rahmen mit neuem Design

leichter Rahmen
aus Aluminium

All-Terrain-Bereifung

extragroße 250 mm
Vorderräder für
mehr Fahrkomfort

Leicht und robust

Gewicht nur 6,3/6,4 kg



Allround Rollator
inkl. Netztasche 469 €

Armauflage aus Kork-TPE

bequemes Sitzen ohne
Druckstellen am Unterarm

Leichte Netztasche

belastbar mit 5 kg Gewicht

Reflektoren an allen Seiten

gute Sichtbarkeit dank über
30 Reflektoren an Rahmen,
Reifen, Griffen, Ankipphilfe
und Tasche

Rutschhemmende Ankipphilfe

Anti-Rutsch-Pads erleichtern
das Ankippen des Rollators

Armauflage aus Kork-TPE



Extragroße Vorderräder

Umbaubar auf
Einhand-Simultanbremse



Technische Daten

Allround Rollator	AR54	AR62
Empfohlen für Körpergröße	<170 cm Körpergröße	>160 cm Körpergröße
Maximales Benutzergewicht	150 kg	150 kg
Gewicht ohne Netztasche	6,3 kg	6,4 kg
Gewicht mit Netztasche	6,5 kg	6,6 kg
Maximale Zuladung der Netztasche	5 kg	5 kg
Breite (offen)	61 cm	61 cm
Breite (geschlossen)	21 cm	21 cm
Sitzbreite (zwischen den Schiebegriffen)	46 cm	46 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm

Rahmenfarben



Velvet Grey



Magic Black



Kork-Highlights

Funktionale Elemente sind durch Kork hervorgehoben. Hautfreundliches Kork-TPE an den Schiebegriffen ist

- stoßdämpfend und wärmeabsorbierend
- UV-beständig und abriebfest
- rutschfest auch bei verschwitzten Händen

Zubehör



89 €

Transporttasche



49 €

Rückengurt



129 €

Jost-Tasche

Leoprint od. schwarz



49 €

Standard-Tasche




59 €

Fester Sitz



69 €

Echtholz-Tablett



89 €

Sonnen-/Regenschirm



15 €

LED-Lampe



19 €

Klingel



19 €

Stockhalter