

Saljol Allround Rollator

Das Multitalent
für Stadt und Land



Highlights

Umbaubare Bremse

Standard-Zweihandbremse
oder Einhand-Simultanbremse

Alu-Rahmen mit neuem Design

leichter Rahmen
aus Aluminium

All-Terrain-Bereifung

extragroße 250 mm
Vorderräder für
mehr Fahrkomfort

Leicht und robust

Gewicht ab 6,3 kg



Allround Rollator
inkl. Netztasche 489 €

Armauflage aus Kork-TPE

bequemes Sitzen ohne
Druckstellen am Unterarm

Leichte Netztasche

belastbar mit 5 kg Gewicht

Reflektoren an allen Seiten

gute Sichtbarkeit dank über
30 Reflektoren an Rahmen,
Reifen, Griffen, Ankipphilfe
und Tasche

Rutschhemmende Ankipphilfe

Anti-Rutsch-Pads erleichtern
das Ankippen des Rollators

Armauflage aus Kork-TPE



Extragroße Vorderräder

Umbaubar auf
Einhand-Simultanbremse



Technische Daten

Allround Rollator	AR54	AR62
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg
Gewicht ohne/mit Netztasche	6,3/6,5 kg	6,4/6,6 kg
Maximale Zuladung der Netztasche	5 kg	5 kg
Breite offen/geschlossen	61/21 cm	61/21 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm

Rahmenfarben



Pearl Grey



Magic Black



Limited Edition:
Forest Green*



Limited Edition:
Barolo Red*

Kork-Highlights



Funktionale Elemente sind durch Kork hervorgehoben. Hautfreundliches Kork-TPE an den Schiebegriffen ist

- stoßdämpfend und wärmeabsorbierend
- UV-beständig und abriebfest
- rutschfest auch bei verschwitzten Händen

Zubehör



Rückengurt

49 €



Transporttasche

89 €




Echtholz-Tablett

69 €




Fester Sitz

59 €



Schirm schwarz

89 €



Schirm karamell

89 €




LED-Licht

10 €



Klingel

19 €



Stockhalter

19 €



Jost-Tasche**
leopard print

129 €



Jost-Tasche**
schwarz

129 €



Standard-Tasche**

49 €