

# AR

Allround Rollator



Für mehr Spaß am Leben – Premium Qualität mit Vollausrüstung  
Inklusive Rückengurt, Netztasche, Stockhalter, LED-Licht und Klingel

Sicherheit, die Sie spüren  
– „handschmiegsame“  
Kork-TPE-Griffe  
mit Armauflage

Leichtes Bremsen mit  
einer Hand – Umbau  
zur Einhandbremse  
möglich

Reifen für jedes Terrain –  
stoßdämpfend, pannensicher  
und extra große Vorderräder



Wiegt nur  
leichte 6,4 kg

Kompakt faltbar  
– ideal für den  
Transport

Sichtbar auch  
bei Dunkelheit  
durch über  
30 Reflektoren

Höchste Qualität bis ins  
kleinste Detail – Sie fühlen es!

<b>Allround Rollator</b> inklusive Rückengurt, Netztasche, Stockhalter, LED-Licht und Klingel	<b>AR54</b> 499,00 €	<b>AR62</b> 499,00 €	<b>AR62W</b> 599,00 € <small>Nur in Baralo Red erhältlich</small>
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	180 kg
Gesamtgewicht ohne Zubehör	6,3 kg	6,4 kg	6,4 kg
Maximale Zuladung der Netztasche	5 kg	5 kg	5 kg
Breite offen/geschlossen	61/21 cm	61/21 cm	68/21 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm	52 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm	81–100 cm
Hilfsmittelnummer	10.50.04.1261	10.50.04.1261	beantragt

### Allround Rollator – Bestandteile der Vollausrüstung

### Rahmenfarben



Rückengurt  
49,00 €



LED-Licht  
10,00 €



Klingel  
19,00 €



Stockhalter  
19,00 €



Pearl Grey

### Allround Rollator – weiteres Zubehör



Schleifbremse  
39,00 €

Abb. zeigt CR




Transporttasche  
89,00 €



Fester Sitz  
59,00 €



Holztablet  
mit Filzauflage  
69,00 €



Magic Black



Schirm  
karamell  
89,00 €



Schirm  
schwarz  
89,00 €



Carbon  
Gehstock  
99,00 €



Bremskabel für  
Einhandbremse  
0,00 €



Forest Green



Barolo Red