

# AR

Allround Rollator



Für mehr Spaß am Leben – Premium Qualität mit Vollausrüstung  
Inklusive Rückengurt, Netztasche, Stockhalter, LED-Licht und Klingel

Sicherheit, die Sie spüren  
– „handschmiegsame“  
Kork-TPE-Griffe  
mit Armauflage

Leichtes Bremsen mit  
einer Hand – Umbau  
zur Einhandbremse  
möglich

Reifen für jedes Terrain –  
stoßdämpfend, pannensicher  
und extra große Vorderräder



Wiegt nur  
leichte 6,4 kg

Kompakt faltbar  
– ideal für den  
Transport

Sichtbar auch  
bei Dunkelheit  
durch über  
30 Reflektoren

Höchste Qualität bis ins  
kleinste Detail – Sie fühlen es!

|                                                                                                     |                         |                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Allround Rollator</b><br>inklusive Rückengurt, Netztasche,<br>Stockhalter, LED-Licht und Klingel | <b>AR54</b><br>499,00 € | <b>AR62</b><br>499,00 € | <b>AR62W</b><br>599,00 € |
| Empfohlen für Körpergröße                                                                           | 145–170 cm              | 160–200 cm              | 160–200 cm               |
| Maximales Nutzergewicht                                                                             | 150 kg                  | 150 kg                  | 180 kg                   |
| Gesamtgewicht ohne Zubehör                                                                          | 6,3 kg                  | 6,4 kg                  | 6,4 kg                   |
| Maximale Zuladung der Netztasche                                                                    | 5 kg                    | 5 kg                    | 5 kg                     |
| Breite offen/geschlossen                                                                            | 61/21 cm                | 61/21 cm                | 68/21 cm                 |
| Sitzbreite                                                                                          | 46 cm                   | 46 cm                   | 52 cm                    |
| Sitzhöhe                                                                                            | 54 cm                   | 62 cm                   | 62 cm                    |
| Griffhöhe (einstellbar)                                                                             | 76–88 cm                | 81–103 cm               | 81–100 cm                |
| Hilfsmittelnummer                                                                                   | 10.50.04.1261           | 10.50.04.1261           | beantragt                |

### Allround Rollator – Bestandteile der Vollausrüstung



Rückengurt  
49,00 €



LED-Licht  
10,00 €



Klingel  
19,00 €



Stockhalter  
19,00 €



Pearl Grey

### Allround Rollator – weiteres Zubehör



Schleifbremse  
39,00 €

Abb. zeigt CR




Transporttasche  
89,00 €



Fester Sitz  
59,00 €



Holztablett  
mit Filzauflage  
69,00 €



Magic Black



Schirm  
karamell  
89,00 €



Schirm  
schwarz  
89,00 €



Carbon  
Gehstock  
99,00 €



Bremskabel für  
Einhandbremse  
0,00 €



Forest Green



Barolo Red