

AR

Allround Rollator



**Für mehr Spaß am Leben – Premium Qualität mit Vollausrüstung
Inklusive Rückengurt, Netztasche, Stockhalter, LED-Licht und Klingel**

Sicherheit, die Sie spüren
– „handschmiegsame“
Kork-TPE-Griffe
mit Armauflage

Leichtes Bremsen mit
einer Hand – Umbau
zur Einhandbremse
möglich

Reifen für jedes Terrain –
stoßdämpfend, pannensicher
und extra große Vorderräder



Wiegt nur
leichte 6,4 kg

Kompakt faltbar
– ideal für den
Transport

Sichtbar auch
bei Dunkelheit
durch über
30 Reflektoren

Höchste Qualität bis ins
kleinste Detail – Sie fühlen es!

Allround Rollator inklusive Rückengurt, Netztasche, Stockhalter, LED-Licht und Klingel	AR54 499,00 €	AR62 499,00 €	AR62W 599,00 € <small>Nur in Barolo Red erhältlich</small>
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	180 kg
Gesamtgewicht ohne Zubehör	6,3 kg	6,4 kg	6,4 kg
Maximale Zuladung der Netztasche	5 kg	5 kg	5 kg
Breite offen/geschlossen	61/21 cm	61/21 cm	68/21 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm	52 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm	81–100 cm
Hilfsmittelnummer	10.50.04.1261	10.50.04.1261	beantragt

Allround Rollator – Bestandteile der Vollausrüstung



Rückengurt
49,00 €



LED-Licht
10,00 €



Klingel
19,00 €



Stockhalter
19,00 €



Pearl Grey

Allround Rollator – weiteres Zubehör



Schleifbremse
39,00 €

Abb. zeigt CR




Transporttasche
89,00 €



Fester Sitz
59,00 €



Holztablett
mit Filzauflage
69,00 €



Magic Black



Schirm
karamell
89,00 €



Schirm
schwarz
89,00 €



Tasche
Kunstleder braun
49,00 €



Bremskabel für
Einhandbremse
0,00 €



Forest Green



Barolo Red