

Saljol Duschhocker

Dreht sicher
auf der Stelle



Produkt-Neuheit - DHK59:
leichteres Aufstehen
dank Keilsitz



Highlights



Mehr Sicherheit

beim Duschen nach Operationen oder bei
Stand-/Stehunsicherheit

Wärmereflektierender Sitz

angenehmes Gefühl beim Sitzen

Intimsphäre wahren

selbstbestimmt und sicher waschen

Neu: Duschhocker auch mit Keilsitz erhältlich

abgewinkelter Sitz unterstützt den Duschenden
beim Aufstehen

Sicher 360° auf der Stelle drehen

müheloses Drehen des Hockers macht das
Erreichen der Armaturen einfacher

Offener Frontrahmen

für mehr Kippsicherheit, leichteres Hinsetzen und
ständigen Bodenkontakt der Füße

Rutschfeste Räder

Anordnung der Räder aus rutschfestem TPE-Material
verhindert Wegrutschen des Hockers und
bietet Sicherheit beim Besteigen der Duschwanne

Technische Daten

| Duschhocker | DH51 | DH55 | DHK59 |
|--|-------------|------------|----------------|
| Empfohlen für Körpergröße | 1,50-1,70 m | >1,70 m | >1,50 m |
| Maximales Nutzergewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Hygieneöffnung, Stufe 1/2/3 | 5/8/11 cm | 5/8/11 cm | 5/8/11 cm |
| Gesamtbreite von Griff zu Griff | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
| Sitzhöhe | 51 cm | 55 cm | 59 cm (mittig) |
| Radstand | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| Benötigter Platz für Wendekreis | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Gesamtgewicht Velvet Grey/Diamond Silver | 5,8/4,4 kg | 6,0/4,6 kg | 6,0/4,7 kg |

Rahmenfarbe



Ausführung Keilsitz



Dreifach verstellbare Hygieneöffnung



Sitz reflektiert Körperwärme



Produkte können von Abbildungen abweichen, Version 08/2022 | Preise inkl. MwSt.

11/2022