



Importeur: Saljol GmbH
Frauenstraße 32
82216 Maisach
Tel. +49 (0)8141 317740
hallo@saljol.de
www.saljol.de



rollz motion
electric

www.rollz.com

Rollator und elektrischer Rollstuhl in einem

Der Rollz Motion Electric ist ein vielseitiger 3-in-1-Rollator, Transportstuhl und elektrischer Rollstuhl. Er ermöglicht es dem Benutzer, aktiv zu bleiben und unterstützt ihn in den verschiedenen Stadien abnehmender Mobilität.



NEU | die Zukunft
der Mobilität

rollz®



Die nächste Stufe der Unabhängigkeit

Der Rollz Motion Electric kombiniert die Eigenschaften von drei Geräten und hilft Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, so unabhängig wie möglich zu bleiben. Die Rollator-Option bietet eine stabile Unterstützung beim Gehen und der Benutzer kann das Beste aus seiner Mobilität machen. Wenn das Gehen schwierig wird, kann er das Rollstuhlpaket anbringen und sich ausruhen oder sich im sicheren Sitzen weiterbewegen. Das elektrische System erweitert die Funktionsweise, indem es den Rollstuhl zu einem motorisierten Hilfsmittel umwandelt, mit dem der Benutzer jederzeit unabhängig unterwegs ist.

- Wechselt einfach zwischen drei Mobilitätsstufen
- Dreht sich auf der Stelle, auch in engen Bereichen
- Leicht zu falten für einen kompakten Transport
- Vibrationsarme Luftreifen



rollz motion electric

Gehen oder (selbst) fahren

Anpassbar

Langlebige und praktische Lösung für verschiedene Mobilitätsbedürfnisse, vom Wunsch nach Unterstützung bis hin zum Einsatz als Elektrorollstuhl.



Joystick

Ausgestattet mit einer Joystick-Steuerung, die eine selbstständige Nutzung als Elektrorollstuhl ermöglicht.



Schiebehilfe

Kraftunterstützung durch eine elektrische Schiebehilfe, die das Schieben auf Rampen, Schrägen und Hügeln erleichtert.

