

Saljol Wohnraumrollator

Stabiler Helfer
für den Wohnbereich

MD CE

 **SALJOL**
Spaß am Leben!

Highlights

Sicher in der Wohnung bewegen

unsichtbare Bremskabel
ermöglichen Fahren ohne
Hängenbleiben an
Möbeln oder Türgriffen

Stabiler Handlauf

sicher aufstützen, ohne
dass der Rollator kippt

360° drehbare Räder

auf der Stelle drehen,
auch in engsten Räumen,
wie der Gästetoilette



Innovatives Bremssystem

Rollator bietet zwei
Bremsmöglichkeiten:
ein- oder beidhändig an
jeder Position des Brems-
bügels oder beidhändig
mit den Bremsgriffen

Praktischer Sitz aus Holz

im Sitzen durch die
Wohnung bewegen
und Kräfte sparen


Schmale Konstruktion

leicht zu manövrieren in
engen Räumen, passt auch
durch schmale Türrahmen

Ersetzt
Toiletten-
haltegriffe



Passt
durch
schmale
Bereiche



Ermöglicht
Trippeln
im Sitzen



Technische Daten

Wohnraumrollator	WR52	WR55	WR58	WRXL
Empfohlene Körpergröße	145-165 cm	150-180 cm	170-200 cm	170-210 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg
Griffhöhe	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Sitzhöhe	52 cm	55 cm	58 cm	58 cm
Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	68 cm
Breite oben	51 cm	51 cm	51 cm	65 cm
Abstand zwischen den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	60 cm
Gewicht ohne Zubehör	10,4 kg	10,8 kg	11,2 kg	13,4 kg
Kompatibel mit Zubehör	✓	✓	✓	

Rahmenfarben



Ivory White



Velvet Grey

Alle Modelle verfügen über einen abnehmbaren Bremsbügel in der jeweiligen Rahmenfarbe.

Zubehör



79 €

Tablett



69 €

Jost-Taschen



Jost-Taschen wahlweise in Kunstleder beige oder transparent



19 €

Rückenrolle



49 €

Polstersitz



79 €

Schrank

Wohnraumrollator
WRXL
in Velvet Grey
erhältlich
899 €

Auf Anfrage auch
in Ivory White