



Relax- und Aufstehsessel

Entspannt ruhen, aktiv sitzen und sicher aufstehen

Abnehmbare Polster
für wahlweise weiches
oder festeres Sitzen –
leicht zu reinigen und
auszutauschen

Stufenlos verstellbar –
von „Füße hoch“ bis zur
entspannten Ruheposition

Fernsehen und
Lesen – immer in der
Lieblingsposition

Sicheres Aufstehen und
Hinsetzen auf Knopfdruck



Verstellbare Kopfstütze

Praktische, magnetische
Fernbedienung – immer
griffbereit

Seitentasche für alles,
was man braucht

Hochwertige, weiche und
schwer entflammbare
Materialien

Optional: Schwenktisch
– fest mit dem Sessel
verbindbar

Saljol Relax- und Aufstehsessel	Polsterung fest 1.999,00 €	Polsterung soft 1.999,00 €
Sitzbreite	47 cm	42 cm
Sitzhöhe	50 cm	50 cm
Sitztiefe	55,9/61 cm	55,3/60,4 cm
Empfohlen für Körpergröße	160–190 cm	160–190 cm
Sessellänge in Ruheposition	190,5 cm	190,5 cm
Maximale Belastung	150 kg	150 kg
Aufstellfläche	200 x 80 cm	200 x 80 cm
Sesselhöhe	122 cm	122 cm
Sesselbreite	77,5 cm	77,5 cm
Neigung Rückenlehne	160°	162°

Zubehör



Tablet-
Halterung
49,00 €



Kopfkissen*
55,00 €



Lendenkissen*
39,00 €



Inkontinenz-
auflagen-Set*
139,00 €



Schwenktisch
299,00 €



Armpolster
schmal*
59,00 €



Polsterset
Kunstleder
Graphit Grau
339,00 €

*Erhältlich in
Platin Grau
und Graphit
Grau

Farbvarianten



Platin Grau



Graphit Grau