



Der stabilste Wohnraumrollator der Welt – mit Sicherheit praktisch

## Der Saljol Wohnraumrollator

### Premium Qualität mit Vollausrüstung

Das Gesamtpaket besteht aus Premium Wohnraumrollator, Sitzbrett mit Filzauflage, Tablett mit Filzauflage, drei abnehmbaren Kork-Handlaufpolstern, Tasche und Bremsbügel in Rahmenfarbe. Auf dem bequemen, gepolsterten Sitzbrett ruhen Sie sich aus oder trüppeln durch die Räume. Den farblich zum Rollatorrahmen passenden Bremsbügel können Sie alternativ zu den Bremsgriffen nutzen. Die drei Griffpolster aus Korkstoff und Neopren sorgen für ein angenehmes Gefühl und sicheren Halt beim Greifen. Ihr Geschirr transportieren Sie sicher dank der Filzauflage auf dem Tablett, während Sie in der abnehmbaren Tasche Ihre Alltagsgegenstände immer bei sich haben.

### Stabil wie ein mobiler Handlauf – optimaler Halt bei jeder Bewegung

Der Wohnraumrollator bietet Ihnen in der Wohnung zusätzlichen Halt, besonders bei Gangunsicherheit, Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen. Dank seines stabilen, ergonomisch geformten Rahmens können Sie sich jederzeit sicher an allen Seiten des Rollators abstützen, ohne dass er kippt.







### **Integrierte Bremskabel – innovative Lösung zu Ihrer Sicherheit**

Alle Bremskabel des Rollators sind im stabilen Rahmen verborgen, sodass die Gefahr des Hängenbleibens ausgeschlossen ist. So bewegen Sie sich sicher durch die Räume, ohne an Möbeln hängen zu bleiben und können Alltagsgegenstände auf dem Tablett abstellen, ohne sich zu verheddern.


### **Doppelter Komfort beim Bremsen**

Dank des Bremsbügels können Sie den Rollator mit einer Hand gleichmäßig abbremesen oder auch die Feststellbremse aktivieren. Dabei müssen Sie nicht darauf achten, wo Sie den Bügel greifen, er lässt sich an jeder Stelle bedienen.



### **Rollende Sitzmöglichkeit – Ermöglicht müheloses Bewegen im Sitzen durch Trippeln**

Bei schneller Ermüdung, Sturzneigung, schwacher Beinmuskulatur oder Gelenkinstabilität bietet Ihnen der Rollator eine große Sitzfläche mit warmem Filzkissen. Das Trippeln – also sich mit den Füßen im Sitzen fortbewegen – ist mit diesem Rollator ausdrücklich erlaubt. Fahren Sie sicher durch verschiedene Räume oder bereiten in der Küche bequem im Sitzen ihre Mahlzeiten zu.



### **Arretierbare Hinterräder – Mehr Kontrolle und Stabilität beim Geradeausgehen**

Die Hinterräder lassen sich in der Längsrichtung fixieren, um Ihnen mehr Kontrolle und Stabilität beim Geradeausgehen zu bieten. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie sich stärker auf den Rollator stützen müssen.








### Flexibilität selbst in engen Räumen

Der Wohnraumrollator bringt Sie sicher durch schmale Türrahmen und enge oder vollgestellte Gänge und Zimmer. Durch seine Drehbarkeit um 360° lässt er sich problemlos quer und längs durch Türen oder enge Zwischenräume von Möbeln schieben. Dabei bleibt die Stabilität jederzeit erhalten, da Sie sich aus allen Richtungen sicher abstützen können.





### Sehr praktischer Helfer im Bad: gehen, stehen und sich auf der Stelle drehen

Der Wohnraumrollator unterstützt Sie zuverlässig bei der täglichen Hygiene und dem Toilettengang. Dank seiner 360°-Drehbarkeit und der durchdachten Rahmenform können Sie sich bequem seitlich oder hinten abstützen und ihn direkt vor dem Waschtisch platzieren. Er lässt sich problemlos über eine Toilette in Standardhöhe fahren, sodass Sie sich beim Hinsetzen und Aufstehen gut festhalten können.



### Vielseitige Haushaltshilfe für jede Situation

Der Wohnraumrollator unterstützt Sie zuverlässig beim Transport von Alltagsgegenständen. Das stabile Tablett mit rutschhemmender Filzauflage bietet eine sichere Möglichkeit, Essen und Getränke zu servieren. Tassen und Teller bleiben an ihrem Platz. Für größere Gegenstände wie Wäschekörbe oder Blumentöpfe dient das robuste Sitzbrett als praktische Abstellfläche. Die Hände fest am Rollator transportieren Sie alles mühelos und sicher von A nach B.







### Praktische Tasche – alles Wichtige stets griffbereit

Dank des abnehmbaren, farblich passenden Täschchens haben Sie persönliche Gegenstände wie Schlüssel, Handy oder Taschentücher auch beim Gehen ohne Tablett – etwa während eines Toilettengangs oder beim Trippeln durch die Wohnung – stets griffbereit. Sie können es auch nutzen, während Sie das Tablett zum Servieren verwenden.




### Das passende Produkt für Sie – erhältlich für jeden Bedarf

Saljol Wohnraumrollatoren sind in vier Größen, edlen Farben und zusätzlich mit breiterer Sitzfläche und höherer Nutzlast erhältlich. So haben Sie die Möglichkeit, genau die Lösung zu wählen, die optimal zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem persönlichen Geschmack passt. Ob für mehr Komfort, Funktionalität oder Stil – Sie finden die perfekte Kombination, die Ihren Anforderungen gerecht wird.



### Hautfreundliche Griffpolster für maximalen Komfort

Die abnehmbaren, hautfreundlichen Griffpolster aus Korkstoff und Neopren fühlen sich richtig angenehm an. Das stoßdämpfende und wärmespeichernde Material fördert die Beweglichkeit Ihrer Hände und Finger, besonders bei sensibler Haut. Die rutschhemmenden, schnelltrocknenden Eigenschaften gewährleisten auch bei Nässe sicheren Halt.







Deutsche Ingenieurskunst aus Bayern.

**German Design**



### **Großer Luxus, der erschwinglich bleibt**

Saljol Rollatoren bieten Ihnen den perfekten Mix aus Funktionalität, Qualität und einem Hauch von Luxus. Deutsche Ingenieurskunst verbindet hochwertige Funktionen mit Komfort, die Ihren Alltag erleichtern – und das ganze Paket zu einem insgesamt fairen Preis.



### **Rundum gut betreut – für Ihre Mobilität und Sicherheit**

Unsere Physiotherapeutin Katharina unterstützt Sie in allen Bereichen, in denen physiotherapeutisches Fachwissen gefragt ist. Unser hilfsbereiter Beratungsservice steht Ihnen jederzeit zur Seite – sei es im Sanitätshaus oder direkt bei uns. Bei Fragen oder Unsicherheiten rund um Ihren Saljol Wohnraumrollator bieten wir Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen, um das Beste aus Ihrem Rollator herauszuholen.



### **Training rund um Ihren Rollator**

Um medizinische Nebenwirkungen bei der Nutzung unserer Rollatoren zu vermeiden, haben wir Rollastic erfunden. Eine maßgeschneiderte Gymnastik für Rollatornutzer, die bei regelmäßiger Ausführung Beweglichkeit und Kraft bewahren kann. Spezielle Videos liefern wir mit dem Rollator.

Für Ihre Sicherheit im Straßenverkehr haben wir das Verkehrssicherheitstraining „Mobil mit Rollator“ entwickelt. Hilfreiche Tipps und Tricks finden Sie unter [www.mobilmitrollator.de](http://www.mobilmitrollator.de).



### **Claudius: „Mit dem Rollator trippeln zu können erleichtert meinen Alltag!“**

„Wenn ich beispielsweise koche oder die Spülmaschine ausräume oder mich in der Wohnung fortbewege, unterstützt mich der Wohnraumrollator. Und zwar nicht als klassischer Rollator, sondern als schnell vorhandener Sitz. Wenn ich erschöpfe und nicht mehr stehen kann, was wegen meiner MS-Erkrankung sehr schnell passiert, kann ich mich einfach abstützen und hinsetzen. Das ist für mich der große Mehrwert. Er ist wie ein mobiler Sitz, mit dem ich mich durch Trippeln in der Wohnung bewegen kann.“



| Wohnraumrollator          | WR43<br>429,00 €*<br><small>429,00 €*</small> | WR50<br>429,00 €*<br><small>429,00 €*</small> | WR53<br>429,00 €*<br><small>429,00 €*</small> | WR56<br>429,00 €*<br><small>429,00 €*</small> |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Empfohlen für Körpergröße | 135–155 cm                                    | 145–165 cm                                    | 150–180 cm                                    | 170–200 cm                                    |
| Max. Nutzergewicht        | 120 kg  | 150 kg  | 150 kg  | 150 kg  |
| Griffhöhe                 | 78 cm   | 80 cm   | 86 cm   | 92 cm   |
| Sitzhöhe                  | 43 cm   | 50 cm   | 53 cm   | 56 cm   |
| Breite unten (Rad)        | 56 cm   | 56 cm   | 56 cm   | 56 cm   |
| Breite oben               | 51 cm   | 51 cm   | 51 cm   | 51 cm   |
| Abstand zw. den Griffen   | 43 cm   | 43 cm   | 43 cm   | 43 cm   |
| Gewicht ohne Zubehör      | 9,4 kg  | 9,6 kg  | 9,8 kg  | 10,0 kg                                       |

### Bestandteile der Vollausrüstung

### Weiteres Zubehör



Kleine Tasche  
10,00 €



Tablett  
79,00 €



Rückenrolle  
19,00 €



Polstersitz  
79,00 €

### Rahmenfarben



Champagne Gold



Velvet Grey

\*Preis inklusive Sitzbrett und Tablett aus Holz mit Filzauflage, Kork-Handlaufpolster, kleiner Tasche und Bremsbügel in Rahmenfarbe