

WR

Wohnraumrollator



Für mehr Spaß am Leben – Premium Qualität mit Vollausrüstung
Inklusive Sitzbrett und Tablett mit Filzauflage, Kork-Handlaufpolster, kleine Tasche
und Bremsbügel in Rahmenfarbe

Stabil wie ein mobiler
Handlauf – optimaler
Halt bei jeder
Bewegung

Sicherheit, die
Sie spüren –
hautfreundliche
Handlaufpolster für
maximalen Komfort

Haushaltshilfe für jede
Situation – Transportieren
leicht gemacht



Doppelt sicher –
Bremsen auf zwei
Arten möglich

Rollender Sitz –
erlaubt müheloses
Bewegen im Sitzen
durch Trippeln

Wunderbar wendig
selbst in engen
Räumen – gehen,
stehen und sich auf
der Stelle drehen

Wohnraumrollator	WR43 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €*	WR50 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €*	WR53 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €*	WR56 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €*	WRXL** 899,00 €
Empfohlen für Körpergröße in cm	135–155	145–165	150–180	170–200	170–210
Max. Nutzergewicht	120 kg	150 kg	150 kg	150 kg	180 kg
Griffhöhe	78 cm	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Sitzhöhe	43 cm	50 cm	53 cm	56 cm	58 cm
Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	68 cm
Breite oben	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	65 cm
Abstand zw. den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	60 cm
Gewicht ohne Zubehör	9,4 kg	9,6 kg	9,8 kg	10,0 kg	13,4 kg
Kompatibel mit Zubehör	✓	✓	✓	✓	✗

Bestandteile der Vollausrüstung

Weiteres Zubehör

Rahmenfarben



Kleine Tasche
10,00 €



Tablett
79,00 €



Rückenrolle
19,00 €



Velvet Grey

Weiteres Zubehör



Polstersitz
49,00 €



JOST-Tasche
beige
69,00 €



JOST-Tasche
transparent
69,00 €



Champagne Gold

**WRXL wird mit Sitzbrett und Bremsbügel in Rahmenfarbe geliefert und ist nur in Velvet Grey erhältlich

*Preis inklusive Sitzbrett und Tablett mit Filzauflage, Kork-Handlaufpolster, kleine Tasche und Bremsbügel in Rahmenfarbe