

# WR

Wohnraumrollator



Für mehr Spaß am Leben – Premium Qualität mit Vollausrstattung

**Inklusive Sitzbrett und Tablett aus Holz mit Filzauflage, Kork-Handlaufpolster, kleiner Tasche und Bremsbügel in Rahmenfarbe**

Stabil wie ein mobiler Handlauf – optimaler Halt bei jeder Bewegung

Sicherheit, die Sie spüren – hautfreundliche Handlaufpolster für maximalen Komfort

Haushaltshilfe für jede Situation – Transportieren leicht gemacht



Doppelt sicher – Bremsen auf zwei Arten möglich

Rollender Sitz – erlaubt müheloses Bewegen im Sitzen durch Trippeln

Wunderbar wendig selbst in engen Räumen – gehen, stehen und sich auf der Stelle drehen

| <b>Wohnraumrollator</b> | <b>WR43</b><br>429,00 €*<br><br>Empfohlen für<br>Körpergröße in cm | <b>WR50</b><br>429,00 €*<br><br>Max. Nutzergewicht | <b>WR53</b><br>429,00 €*<br><br>Griffhöhe | <b>WR56</b><br>429,00 €*<br><br>Sitzhöhe | <b>WRXL**</b><br>899,00 €<br><br>Breite unten (Rad) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                         | 135–155                                                            | 145–165                                            | 150–180                                   | 170–200                                  | 170–210                                             |
|                         | 120 kg                                                             | 150 kg                                             | 150 kg                                    | 150 kg                                   | 180 kg                                              |
|                         | 78 cm                                                              | 80 cm                                              | 86 cm                                     | 92 cm                                    | 95 cm                                               |
|                         | 43 cm                                                              | 50 cm                                              | 53 cm                                     | 56 cm                                    | 58 cm                                               |
|                         | 56 cm                                                              | 56 cm                                              | 56 cm                                     | 56 cm                                    | 68 cm                                               |
|                         | 51 cm                                                              | 51 cm                                              | 51 cm                                     | 51 cm                                    | 65 cm                                               |
|                         | 43 cm                                                              | 43 cm                                              | 43 cm                                     | 43 cm                                    | 60 cm                                               |
|                         | 9,4 kg                                                             | 9,6 kg                                             | 9,8 kg                                    | 10,0 kg                                  | 13,4 kg                                             |
| Kompatibel mit Zubehör  | ✓                                                                  | ✓                                                  | ✓                                         | ✓                                        | ✗                                                   |

### Bestandteile der Vollausrüstung



Kleine Tasche  
10,00 €



Tablett  
79,00 €



Rückenrolle  
19,00 €

### Weiteres Zubehör



Polstersitz  
49,00 €



JOST-Tasche  
beige  
69,00 €



JOST-Tasche  
transparent  
69,00 €

### Weiteres Zubehör

### Rahmenfarben



Velvet Grey



Champagne Gold

\*\*WRXL wird mit Sitzbrett und Bremsbügel in Rahmenfarbe geliefert und ist nur in Velvet Grey erhältlich

\*Preis inklusive Sitzbrett und Tablett aus Holz mit Filzauflage, Kork-Handlaufpolster, kleiner Tasche und Bremsbügel in Rahmenfarbe