

WR

Wohnraumrollator



Für mehr Spaß am Leben – Premium Qualität mit Vollausrüstung
Inklusive Sitzbrett und Tablett aus Holz mit Filzauflage, Kork-Handlaufpolster, kleiner Tasche und Bremsbügel in Rahmenfarbe

Stabil wie ein mobiler Handlauf – optimaler Halt bei jeder Bewegung

Sicherheit, die Sie spüren – hautfreundliche Handlaufpolster für maximalen Komfort

Haushaltshilfe für jede Situation – Transportieren leicht gemacht



Doppelt sicher – Bremsen auf zwei Arten möglich

Rollender Sitz – erlaubt müheloses Bewegen im Sitzen durch Trippeln

Wunderbar wendig selbst in engen Räumen – gehen, stehen und sich auf der Stelle drehen

Wohnraumrollator	WR43 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €*	WR50 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €*	WR53 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €*	WR56 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €*
Empfohlen für Körpergröße	135–155 cm	145–165 cm	150–180 cm	170–200 cm
Max. Nutzergewicht	120 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Griffhöhe	78 cm	80 cm	86 cm	92 cm
Sitzhöhe	43 cm	50 cm	53 cm	56 cm
Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Breite oben	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Abstand zw. den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Gewicht ohne Zubehör	9,4 kg	9,6 kg	9,8 kg	10,0 kg

Bestandteile der Vollausrüstung

Weiteres Zubehör



Kleine Tasche
10,00 €



Tablett
79,00 €



Rückenrolle
19,00 €



Polstersitz
49,00 €



JOST-Tasche
transparent
69,00 €

Rahmenfarben



Champagne Gold



Velvet Grey

*Preis inklusive Sitzbrett und Tablett aus Holz mit Filzauflage, Kork-Handlaufpolster, kleiner Tasche und Bremsbügel in Rahmenfarbe

Produkte können von Abbildungen abweichen | Alle Preise inkl. MwSt. | Stand 09/2025