



Wohnraumrollator Ganz sicher für Zuhause. Unterstützt ohne aufzufallen.

Zur Vermeidung von Stürzen zu Hause

Auf den ersten Blick: ein schicker Servierwagen

Stabil wie ein mobiler Handlauf, bietet er an allen Punkten Halt

Kommt durch jede Tür und lässt sich auf der Stelle drehen



Einzigartig: Fahren im Sitzen durch klappbaren Trippelsitz

2-fach Bremspaket mit Feststellfunktion: Handbremse und Bremsbügel

Inklusive Zubehör:


- Holzklappsitz mit Filzpolster
- Tablett mit rutschhemmender Filzauflage
- kleine Tasche
- Handauflagen aus Kork

Wohnraumrollator (WR)	WR43 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €*	WR50 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €*	WR53 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €*	WR56 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €* 429,00 €*
Empfohlen für Körpergröße	135–155 cm	145–165 cm	150–180 cm	170–200 cm
Max. Nutzergewicht	120 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Griffhöhe	78 cm	80 cm	86 cm	92 cm
Sitzhöhe	43 cm	50 cm	53 cm	56 cm
Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Breite oben	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Abstand zw. den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Gewicht ohne Zubehör	9,4 kg	9,6 kg	9,8 kg	10,0 kg

Zubehör



Kleine Tasche
10,00 €



Tablett mit
Filzauflage
79,00 €



Rückenrolle
19,00 €



Polstersitz
79,00 €

Rahmenfarben



Champagne
Gold



Velvet Grey

*Preis inklusive Sitzbrett und Tablett aus Holz mit Filzauflage, Kork-Handlaufpolster, kleiner Tasche und Bremsbügel in Rahmenfarbe