



Allround Rollator

Genießen Sie Ihre täglichen Abenteuer

100% stabil auf
jedem Terrain:
nur 6,1/6,3 kg
Verladegewicht

Sehr einfach faltbar,
leicht zu verstauen

2-fach Bremspaket:

- Handbremse (auf
Einhandbremse
umrüstbar)
- Feststellbremse

Alles-inklusive Paket:

- Klingel
- Stockhalter



Komfortpaket:

- Hochwertige Schultertasche mit
Magnetdeckel
- Fidlock-Magnet-Aufhängung
für intuitive Fixierung und 10 kg
Zuladung
- Rückengurt mit Sichtfenster
- Ergonomische, warme
Kork-TPE-Handgriffe
- Große, pannensichere All-Terrain-
Reifen für leichtes Überwinden von
Hindernissen und sicheres Fahren
selbst auf unebenen Wegen

Sichtbarkeitspaket:

- 30 Reflektoren
- LED-Licht

Allround Rollator (AR)	AR54	AR62	AR62 XL*
	499,00 €	499,00 €	599,00 €
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	180 kg
Gesamtgewicht ohne Zubehör	6,1 kg	6,3 kg	6,4 kg
Maximale Zuladung der Tasche	10 kg	10 kg	10 kg
Breite offen/geschlossen	61/21 cm	61/21 cm	68/21 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm	52 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm	81–100 cm
Hilfsmittelnummer	10.50.04.1261	10.50.04.1261	beantragt

*AR62 XL nur in Barolo Red erhältlich

Zubehör



Rückengurt
49,00 €




Fester Sitz
59,00 €



Holztablett
mit Filzauflage
69,00 €



Netztasche
grau
49,00 €



Schirm
karamell
89,00 €



Schirm
schwarz
89,00 €



Schleifbremse
39,00 €



LED-Licht
10,00 €



Transporttasche
89,00 €



Bremskabel für
Einhandbremse
0,00 €



Stockhalter
19,00 €



Klingel
19,00 €

Rahmenfarben



Pearl Grey



Magic Black



Forest Green



Barolo Red