



Carbon Rollator

Eleganz und Freiheit auf vier Rädern

Angenehm leicht: nur 5,3/5,5 kg
Verladegewicht

Sehr einfach faltbar, leicht
zu verstauen

3-fach Bremspaket:

- Handbremse (auf Einhandbremse umrüstbar)
- Feststellbremse
- Schleifbremse für sicheres Bergabfahren und Ausgleich von Links- oder Rechtsdrall

Alles-inklusive Paket:

- Klingel
- Stockhalter



Komfortpaket:

- Hochwertige Schultertasche mit Magnetdeckel
- Fidlock-Magnet-Aufhängung für intuitive Fixierung und 10 kg Zuladung
- Rückengurt mit Sichtfenster
- Ergonomische, warme Kork-TPE-Handgriffe
- Weiche, pannensichere Bereifung absorbiert Stöße und gibt festen Halt

Sichtbarkeitspaket:

- 30 Reflektoren
- LED-Licht

Carbon Rollator (CR)	CR54 699,00 €	CR62 699,00 €	CR62 XL* 799,00 €
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	180 kg
Gesamtgewicht ohne Zubehör	5,3 kg	5,5 kg	5,6 kg
Maximale Zuladung der Tasche	10 kg	10 kg	10 kg
Breite offen/geschlossen	61/21 cm	61/21 cm	68/21 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm	52 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm	81–100 cm
Hilfsmittelnummer	10.50.04.1260	10.50.04.1260	beantragt

*CR62 XL nur in British Racing Green erhältlich

Zubehör



Rückengurt
49,00 €



Fester Sitz
59,00 €



Holztablett
mit Filzauflage
69,00 €



Netztasche
grau
49,00 €



Schirm
karamell
89,00 €



Schirm
schwarz
89,00 €




Transporttasche
89,00 €



LED-Licht
10,00 €



Stockhalter
19,00 €



Klingel
19,00 €



Bremskabel für
Einhandbremse
0,00 €

Rahmen- farben



British Racing
Green



Midnight Blue



Copper Red



Pure Gold