



Allround Rollator Superlight Bringt Leichtigkeit in Ihre Abenteuer

Extrem stabil und zugleich
superleicht in seiner
Klasse – nur 5,2/5,3 kg

Große Vorderräder – ideal
auch für holprige Wege

Kork-TPE-Griffe als Hand-
schmeichler – angenehm
und griffsympathisch

Für mühelose
Abenteuer im Alltag

Fidlock-Magnet-Einkaufsnetz
für intuitive Fixierung



Einkaufsnetz belastbar
bis 10 kg bei optimaler
Gewichtsverteilung

Nimmt auch gerne mal
ein Abenteuer mit

Leicht zu falten und gut
zu transportieren

TPE-Bereifung mit
guter Bremswirkung
und leichtem Profil

Allround-Rollator mit
Charakter und Raffinesse

Allround Rollator (AR) Superlight	AR54 Superlight 399,00 €	AR62 Superlight 399,00 €
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg
Gesamtgewicht ohne Zubehör	5,2 kg	5,3 kg
Maximale Zuladung der Netztasche	10 kg	10 kg
Breite offen/geschlossen	61/21 cm	61/21 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm
Hilfsmittelnummer	beantragt	beantragt

Zubehör



Rückengurt
49,00 €




Fester Sitz
59,00 €



Holztablett
mit Filzauflage
69,00 €



Tasche
Kunstleder braun
69,00 €



Schirm
karamell
89,00 €



Schirm
schwarz
89,00 €



Schleifbremse
39,00 €



LED-Licht
10,00 €



Transporttasche
89,00 €



Bremskabel für
Einhandbremse
0,00 €



Stockhalter
19,00 €



Klingel
19,00 €

Rahmen-
farbe



Ice Blue