



Duschstuhl

Bequemes und sicheres Duscherlebnis rundum

Einstellbare Sitz- und Rücken-
einheit mit Bremsfunktion beim
Stützen auf die Armlehnen

360° drehbar für mehr
Bewegungsfreiheit und
sicheres Umdrehen auch in
kleinen Duschen

Sicherer Halt durch
5 Anti-Rutsch-Rollen für
kontrollierte Drehbewegung

Pflegen, ohne selbst nass zu
werden, durch sehr leichte
Drehbarkeit um 360°



Wärmereflektierende,
verstellbare Sitz- und
Rückenflächen für
angenehme Intimpflege
dank Hygieneaussparung

Stabile und gleichzeitig
leichte Konstruktion aus
rostfreiem Aluminium:
nur 5,5 kg, belastbar bis
150 kg

Vielseitig im Bad
einsetzbar, auch als
Frisier- oder
Schminkstuhl geeignet

Duschstuhl (DS)	DS50 – 399,00 €
Empfohlen für Körpergröße	150–190 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg
Sitzhöhe	50 cm
Hygieneöffnung, Stufe 1/2/3	6/9/12 cm
Sitzbreite	36/39/42 cm
Sitztiefe	37 cm
Länge Rückenlehne	37 cm
Breite Rückenlehne	33/36/39 cm
Benötigter Platz für Wendekreis (Produktbreite)	60 cm
Gesamtgewicht ohne Zubehör	5,5 kg

Zubehör

Adapterset Sitzerrhöhung
(+4/+8 cm) und
Sitzwinkleinstellung
(13°) 49,00 €



Adapterset zur
Anpassung der
Sitzhöhe auf 54 bzw.
58 cm oder zur Neigung
der Sitzfläche für
eine ergonomische
Keilsitzposition



Rahmenfarbe



Diamond Silver