



Abbildung: Duschhocker mit Rückenlehne

## Duschhocker

### Duschvergnügen wie im Stehen. Im Sitzen auf der Stelle drehen.

360° drehbar für mehr Bewegungsfreiheit und sicheres Umdrehen auch in kleinen Duschen

Sicherer Halt durch 5 Anti-Rutsch-Rollen für kontrollierte Drehbewegung

Pflegen, ohne selbst nass zu werden, durch sehr leichte Drehbarkeit um 360°



Wärmereflektierende, verstellbare Sitzflächen für angenehme Intimpflege dank Hygieneaussparung

Stabile und gleichzeitig leichte Konstruktion aus rostfreiem Aluminium: nur 2,8 kg, belastbar bis 150 kg

Vielseitig im Bad einsetzbar, auch als Frisier- oder Schminkhocker geeignet

<b>Duschhocker (DH)</b>	<b>DH50 – 199,00 €</b>
Empfohlen für Körpergröße	150–190 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg
Sitzhöhe	50 cm
Hygieneöffnung, Stufe 1/2/3	6/9/12 cm
Sitzbreite	36/39/42 cm
Sitztiefe	37 cm
Benötigter Platz für Wendekreis (Produktbreite)	52 cm
Gesamtgewicht ohne Zubehör	2,8 kg

## Zubehör

Rückenlehne  
99,00 €



Rückenlehne zur Unterstützung einer sicheren und aufrechten Sitzposition



Adapterset Sitzerrhöhung (+4/+8 cm) und Sitzwinkeleinstellung (13°) 49,00 €



Adapterset zur Anpassung der Sitzhöhe auf 54 bzw. 58 cm oder zur Neigung der Sitzfläche für eine ergonomische Keilsitzposition

Rahmenfarbe



Diamond Silver