

# Saljol Duschhocker

Der saubere Dreh

CE



## Highlights



- **Ergonomischer Sitz mit dreistufig verstellbarer Hygieneöffnung**  
erleichtert das Waschen aller Körperstellen
- **Wärmereflektierender Sitz**  
angenehmes Gefühl beim Sitzen
- **Sicher 360° auf der Stelle drehen**  
müheloses Drehen des Hockers in alle Richtungen erleichtert Ihnen das Waschen
- **Räder rutschen nicht weg**  
Anordnung der Räder verhindert Wegrutschen des Hockers und bietet Sicherheit beim Besteigen der Duschwanne

Einstellbare Hygieneöffnung zur Reinigung des Intimbereichs



Sitz reflektiert Körperwärme

360°-Drehung auf der Stelle möglich



# Technische Daten

| Duschhocker                         | S             | M             | L             |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Empfohlen für Körpergröße           | 1,35-1,50 m   | 1,50-1,70 m   | >1,70 m       |
| Hygieneöffnung, Stufe 1 / 2 / 3     | 5 / 8 / 11 cm | 5 / 8 / 11 cm | 5 / 8 / 11 cm |
| Gesamtbreite von Griff zu Griff     | 50 cm         | 51 cm         | 52 cm         |
| Sitzhöhe                            | 46 cm         | 50 cm         | 54 cm         |
| Höhe mit Rückenlehne                | 77 cm         | 81 cm         | 85 cm         |
| Radstand                            | 30 cm         | 31 cm         | 32 cm         |
| Benötigter Platz für Wendekreis     | 47 cm         | 47,5 cm       | 48 cm         |
| Maximales Benutzergewicht           | 150 kg        | 150 kg        | 150 kg        |
| Gesamtgewicht Edelstahl / anthrazit | 6,7 / 6,8 kg  | 7,3 / 7,4 kg  | 8,1 / 8,3 kg  |

## Rahmenfarbe




anthrazit, pulverbeschichtet 269 €



Edelstahl 299 €

## Zubehör



99 €

Rückenlehne

Alle Preise inkl. MwSt.

