


Magnetstockhalter Held*

Hält den Stock.

Einfach. Magnetisch. Am Stock.



Held: Der magnetische Clip hält Gehhilfen überall an Metall: an Heizungen, an vielen Tischen und Türen, in Bussen und Bahnen. Für Gehstöcke und Unterarmgehstützen von 18-22 mm Durchmesser.










Taler: Der magnetische Taler für die Hosen- oder Jackentasche als praktische Ergänzung für unterwegs. Einfach in die Tasche stecken und der Stock ist aufgeräumt, wenn man mal die Hände frei braucht.

Oder Sie befestigen den Taler mittels der 4 Befestigungslöcher und z. B. Kabelbinder an jedem beliebigen Ort (z. B. an Ihrem Rollator oder Rollstuhl).

- **Als Held-Set erhältlich:** Ein Held mit drei selbstklebende Metallplättchen für die Lieblingsabstellplätze im häuslichen Umfeld.
- **Als Held-Taler Set erhältlich:** Held und Taler
- **Alle Komponenten auch einzeln erhältlich.**



Einsatzmöglichkeiten



Technische Daten

Beschreibung	Material	Farbe	B x H x T (mm)	Gewicht (g)
HELD	Gummigehäuse mit fünf Magneten	schwarz matt	28 x 44 x 25	30
Wandhalterung	Stahl pulverbeschichtet	weiss matt	150 x 55 x 33	256
Tischhalterung	Stahl pulverbeschichtet	weiss matt	70 x 20 x 44	32
Flachhalterung	Stahl pulverbeschichtet	weiss matt	82 x 42 x 3	26
Gummi-Unterlage	Gummi	schwarz	42 x 42 x 1	2
Held Taler	Gummigehäuse mit einem Magneten	schwarz matt	45 x 8 x 45	43