



Rollz Flex

Wünschen Sie eine Vorstellung oder möchten Sie wissen, wo Sie den Rollz Flex kaufen können? Bitte kontaktieren Sie Rollz International:

Rollz International BV
Treibweg 51 bg
1112 BA Diemen
Die Niederlande

+31 20 36 22 010
info@rollz.com
www.rollz.com/de

...

Version: 2019.02



rollz[®]

bringt Sie weiter

rollz flex

Ihr Design-Rollator
mit großer Tasche

Design-Rollator mit großer Tasche

Ihr stabiler Einkaufsbegleiter

Der Rollz Flex ist Design-Rollator und Shopper in einem. Durch seinen individuell einstellbaren Schiebegriff ist er jeder Situation gewachsen. Sein leichtes Gewicht, anspruchsvolles Design, Wendigkeit und die große Tasche machen den Rollz Flex zu einem stabilen Einkaufsbegleiter.



Die Highlights im Überblick

- Leichtgewicht Rollator von nur 7,4 kg
- Klappbar zu einem kompakten Paket, leicht im Auto zu verstauen
- Sichere Trommelbremsen mit unsichtbar verlegten Bremszügen
- In die große Tasche passen alle Ihre Einkäufe
- Abnehmbare Innentasche bei 30°C waschbar
- Sehr leichtes Steuern auf Grund einem kleinen Wendekreis
- In zwei Versionen: mit flip Bremsen oder klassische Bremsen
- Verstellbarer Schiebegriff: aufrecht für leichte Unterstützung, nach vorne geneigt im Rollator Position für maximale Stabilität
- Tasche in zwei Designfarben erhältlich

Rollator Daten

	Rollz Flex	Rollz Flex Small
Minimale und maximale Körpergröße	ca 1,55 m bis 1,95 m	ca 1,40 m bis 1,60 m
Höhenpositionen Schiebegriff	9	5
Gewicht Rollz Flex Rollator	7,4 kg	6,8 kg
Max. Zuladung der Tasche	20 kg	20 kg
Fassungsvermögen der Tasche	25 liter	14 liter
Maximal Belastbarkeit Rollator	125 kg	125 kg
Ausgeklappt: HxLxB	80-100 x 60 cm x 62 cm	70-81 x 60 x 62 cm
Gefaltet: HxLxB	80-100 x 60 cm x 33 cm	70-81 x 60 x 33 cm
Sitzbreite	44 cm	44 cm
Sitzhöhe	62 cm	52.5 cm
Trommelbremsen	Klassische oder Flip	Klassische
Raddurchmesser:	8 Zoll/20,3 cm	8 Zoll/20,3 cm
Mögliche Zubehör	Einkaufshaken, Stockhalter und Tablett	Einkaufshaken, Stockhalter und Tablett

Farben: Der aluminium Rahmen ist weiß, die Tasche gibt es in zwei Farben: „bright purple“ oder „denim grey“. Die Tasche besteht aus langlebigem und wasserdichtem Material.

Garantie: Auf den Rollator Rahmen gilt 5 Jahre Garantie und auf die weiteren Teile 2 Jahre, normalen Verschleiß ausgeschlossen.

HMV-Nummer: Der Rollz Flex Rollator ist im Hilfsmittelverzeichnis gelistet mit Positionsnummer 10.50.04.1214.

...

Der Rollz Flex ist vom TÜV geprüft im Rollator Modus ein vollständig zertifizierter Rollator.

