

rollz®

bringt Sie weiter



Ergonomisch und stilvoll designte Rollatoren

Das Ziel von Rollz ist es, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Sei es für einen Spaziergang im Park, ein Museums-Besuch, im Urlaub oder ein Shopping-Nachmittag. Die stylischen und ergonomischen Rollatoren Rollz Motion² und Rollz Flex bringen Sie weiter und unterstützen dabei ein aktives und unabhängiges Leben.



Unterwegs mit dem Rollz Motion²

Der 2-in-1-Rollator und Rollstuhl

Der Rollz Motion² eignet sich perfekt für diejenigen, die ihr Leben weiterhin aktiv gestalten möchten, aber ihre Grenzen nicht genau einschätzen können. Mit dieser 2-in-1- Gehilfe können sie bequem spazieren und den Rollator bei Bedarf in einen Rollstuhl verwandeln.



rollz motion

Rollz Motion² Merkmale

Stylish

Designpreisgekrönter
2in1-Rollator und Rollstuhl,
um mit Stil auszugehen.

Sicher

Trommelbremsen ermöglichen
sicheres und kontrolliertes
Bremsen bei jedem Wetter.

Bequem

Ruhen Sie sich auf dem
gepolsterten Sitz aus oder
verwandeln Sie den Rollator in
einen Rollstuhl.

Ankipphilfe

Überwinden Sie
Türschwellen und
Bordsteine einfach mit
der Ankipphilfe.

Stabil

Ergonomische,
höhenverstellbare
Handgriffe unterstützen
das aufrechte und sichere
Gehen.

Kompakt

Der Rollz Motion² lässt
sich leicht zu einem
kompakten Paket
zusammenfallen und passt
so in fast jedes Auto.

Fahrkomfort

Die großen,
stoßabsorbierenden Reifen
und vibrationsdämpfenden
Softschaumgriffe
ermöglichen einen
bequemen Spaziergang.

Wendig

Leichtes Manövrieren in
kleinen Räumen dank des
kleinen Wenderadius.



Quality
Regular
Product
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000033833

Im Handumdrehen

Mit nur einer Handbewegung können Sie diesen Rollator in einen Rollstuhl und zurück verwandeln. Dies gibt Ihnen das Selbstbewusstsein, weiter zu gehen und sich auf dem Weg auszuruhen, während Sie einen Tag mit Ihrer Familie oder Freunden verbringen.

Der **Rollz Motion²** ist in vier Farben erhältlich: pebble white, dark purple, matt black und island blue.

Der **Rollz Motion² Small** ist in den Farben island blue und matt black erhältlich.



rollz motion

Sehen Sie den Rollz Motion in Aktion:





**“Jetzt traue ich mich, auch
längere Strecken mit meinem
Rollator zu gehen. Wenn ich
müde werde, kann ich mich
einfach im Rollstuhl ausruhen.”**

Reibungslose und sichere Fahrt auf unbefestigten Wegen

All-Terrain-Version des 2-in-1 Rollator und Rollstuhl

Dank der vier Luftreifen bietet der Rollz Motion Performance auch auf holprigen Straßen ein angenehmes Fahrgefühl. Die extra dicke Polsterung der Armlehnen und die ergonomisch geformten Griffe tragen zum Komfort bei. Darüber hinaus sind die Fußstützen höhenverstellbar.



rollz motion
performance

Rollz Motion Performance Merkmale

Stylisch 2-in-1

Design-Rollator, um mit Stil auszugehen. Verwandelt sich innerhalb von Sekunden vom Rollator in einen Rollstuhl.

Ergonomische Griffe

Ergonomisch geformte Griffe geben mehr Halt.

Blickfang Farbe

Moderne matte Beschichtung in der neuen Farbe jungle green.

Sichtbar

Mehr Sichtbarkeit im Dunkeln, dank reflektierender Teile.

Weich

Armlehnen mit extra dicker Schaumstoffpolsterung erhöhen den Komfort.

Fester Sitz

Kissen in Keilform für eine bessere Sitzposition.

Luftreifen

Robuste Luftreifen für angenehme Fahrten auf holprigen Straßen.

Stabil

Aufrecht und sicher gehen, unterstützt durch robustes Design.



NEU | All
Terrain
version



rollz motion
performance

Spezifikationen

	Rollz Motion ²	Rollz Motion ² Small	Rollz Motion Performance
Rollator Gewicht	11,6 kg	11,6 kg	11,4 kg
Rollstuhlpaket Gewicht	3,4 kg	3,4 kg	3,4 kg
Maximale Belastung	125 kg	125 kg	125 kg
Körpergröße	1,60 - 1,90 m	1,50 - 1,85 m	1,60 - 1,90 m
Sitzhöhe	55 cm	50 cm	55 cm
Griffhöhenbereich	87-98 cm	82-94 cm	86-98 cm
Sitzgröße Rollator	20 x 45 cm	20 x 45 cm	20 x 45 cm
Sitzgröße Rollstuhl	42 x 45 cm	42 x 45 cm	42 x 45 cm
Gesamtbreite	67 cm	67 cm	67 cm
Gesamtlänge	63 cm	63 cm	63 cm
Breite gefaltet	31 cm	31 cm	29 cm
Durchmesser Vorderräder	8 Zoll	8 Zoll	Reifen 8 x 1¼ Zoll
Durchmesser Hinterräder	12 Zoll	12 Zoll	Reifen 12½ x 2¼ Zoll

Gewährleistung: 5 Jahre auf Rahmen und 2 Jahre auf andere Teile, mit Ausnahme von verschleißempfindlichen Teilen. HMV-Nummer: 10.50.04.1164



“Ich war auf der Suche nach einem Rollator, der nicht wie ein Hilfsmittel aussieht. Stil ist wichtig. Einkaufen zu gehen fühlt sich jetzt einfach gut an. Und er ist sehr wendig!”



rollz flex

Unterwegs mit dem Rollz Flex

Design-Rollator mit großer Tasche

Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, dass es sich um einen Rollator handelt. Das war genau die Absicht, ein schönes Design, mit dem Sie gerne ausgehen wollen!

Mit diesem sicheren Rollator können Sie leicht manövrieren. Während sich die Einkaufstasche nach und nach füllt, gehen Sie sicher und entspannt.



Sehen Sie den Rollz Flex in Aktion:



Wendig

Er lässt sich sehr leicht manövrieren - selbst in engen Zwischenräumen. Dies liegt daran, dass die Vorder- und Hinterräder nahe beieinander liegen: Ihr Rollator dreht sich um Sie herum, auch in einem engen Flur.

Wenn Sie eine Kurve fahren, stehen die Räder nicht im Weg. Wenn Sie etwas aus einem Schrank holen wollen, können Sie zur Seite treten. Selbst mit voller Tasche läuft der Rollz Flex noch leicht und stabil.

Mit der Ankipphilfe können Sie leicht den Bürgersteig betreten.



rollz flex

Rollz Flex Merkmale

Stylish

Vollwertiger zertifizierter Rollator mit dem Aussehen eines modernen Shoppers.

Flexibel

Der ergonomische Handgriff ist nicht nur höhen-, sondern auch in drei verschiedenen Positionen verstellbar.

Zweckmäßig

Wasserabweisende Tasche von 25 l kann bis zu 20 kg tragen. Inklusive herausnehmbarer Innentasche.

Geringere Sturzgefahr

Die Hinterräder ragen weniger weit nach hinten. Dies reduziert die Stolpergefahr.

Wendig

Sehr wendig dank kleinem Wendekreis.

Sicher

Bremsen Sie sicher bei jedem Wetter mit den Trommelbremsen. Die Bremszüge sind unsichtbar im Rahmen verborgen.

Praktisch

Mit dem nach vorn gerichteten Handgriff als Rückenlehne können Sie sich auf dem Sitz ausruhen.

Ankipphilfe

Überwinden Sie Bordsteine einfach mit der Ankipphilfe, sogar mit voller Tasche.

Leicht und kompakt

Er wiegt nur 7,4 kg und lässt sich leicht zu einem kompakten Paket zusammenfallen.



Quality
Regular
Product
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000051093



rollz flex

Spezifikationen

	Rollz Flex	Rollz Flex Small
Rollator Gewicht	7,4 kg	6,8 kg
Körpergröße	1,55-1,95m	1,40-1,60 m
Sitzhöhe	62 cm	52.5 cm
Sitzbreite	44 cm	44 cm
Maximale Belastung	125 kg	125 kg
Gesamtbreite	62,3 cm	62,3 cm
Gesamtlänge	60 cm	60 cm
Breite gefaltet	33 cm	33 cm
Griffhöhenbereich	80-100 cm	69-81 cm
Maximale Tasche Inhalt	20 kg / 25 l	20 kg / 14 l
Bremsentypen	klassische / Kippbremse	klassische
Durchmesser Räder	8 Zoll	8 Zoll

Der **Rollz Flex** ist in zwei Rahmenfarben erhältlich: Weiß oder Mattschwarz. Die Tasche aus langlebigem und wasserabweisendem Material ist in zwei Farben erhältlich: bright purple und denim grey.

Garantie: 5 Jahre auf Rahmen und 2 Jahre auf andere Teile. Normaler Verschleiß ist von der Garantie ausgenommen.

Im Rollator Modus ist der **Rollz Flex** ein vollständig vom TÜV zertifizierter Rollator. HMV-Nummer: 10.50.04.1214





Rollz Motion Transportschutz

Mit dem durchdachten Reiseschutz sind der Rollz Motion und das Rollstuhlpaket sicher miteinander verbunden und geschützt, um Beschädigungen während Ihrer Reise zu vermeiden.



Rollz Motion Shoppingtasche

Diese schicke, funktionale Einkaufstasche kann direkt an den Rahmen des Rollz Motion geklickt werden. Sie können Ihre Einkäufe direkt im Shopper verstauen und mitnehmen und benötigen keine extra Einkaufstasche.



Rollz Motion Becherhalter

Der Rollz-Becherhalter ist ganz einfach zu nutzen. Das Schiebesystem ermöglicht es, den Rollz-Becherhalter schnell in die gewünschte Position zu bringen, um so beispielsweise eine Wasserflasche mitnehmen zu können.



Rollz Motion 3in1 Rollstuhlpaket Halter

Mit diesen Haltern kann das Rollstuhlpaket auch über dem Sitz aufgehängt werden. Dies gibt Ihnen mehr Lauftiefe und Beinfreiheit. Ein Stock- und Taschenhalter ist integriert.



Rollz Motion Regenschirm

Mit dem Regenschirm am Rollz Motion bleiben Sie trocken und können mit beiden Händen sicher schieben oder im Rollstuhl geschoben werden. Schützt auch vor Sonne.

Rollz Motion Rückengurt

Sie sind allein unterwegs und haben Ihr Rollstuhlpaket zu Hause gelassen? Dieser Rückengurt ermöglicht Ihnen eine Ruhepause, während Sie sich an den weichen Gurt lehnen.



Rollz Motion Gurt

Der Gurt hält Sie für zusätzliche Sicherheit im Rollstuhl fixiert. Er kann einfach auf das Rollstuhlpaket aufgesetzt und auf die gewünschte Länge eingestellt werden.



Rollz Flex Stockhalter

Der Stockhalter wird an den Griff geklippt. Wenn Sie Ihren Gehstock benötigen, ziehen Sie ihn einfach aus der Halterung. Das ausgeklügelte Design passt für fast alle Gehhilfen.



Rollz Flex Einkaufshaken

Wenn Sie einkaufen gehen, können Sie ein oder zwei zusätzliche Taschen mit diesem Set von zwei Taschenhaken sicher am Rollator aufhängen.



Rollz Flex Regenschirm

Dieser Regenschirm wird am Rahmen befestigt und schützt Sie vor Regen und Sonne. Sie können immer noch beide Hände für Ihre Unterstützung auf dem Rollator verwenden.



Rollz International BV

www.rollz.com



Importeur: SALJOL GmbH

Frauenstr. 32
82216 Maisach

08141 317 740
hallo@saljol.de



rollzint



RollzInternational



rollzint



RollzInternational