

# rollz®

bringt Sie weiter



# Abenteuer genießen mit Rollz Motion<sup>2</sup>

## Der 2in1 Rollator und Rollstuhl

Der Rollz Motion<sup>2</sup> ist perfekt für alle, die ihr Leben aktiv gestalten möchten, aber sich Sorgen machen, wie weit sie gehen können. Mit diesem Hybrid, der zwei Hilfsmittel in einem vereint, sind Sie für jede Situation vorbereitet. Sie können den Rollator mit wenigen Handgriffen in einen Schieberollstuhl verwandeln und die Reise fortsetzen.

## Einfach umwandeln

Mit einem Handgriff können Sie den Rollz Motion<sup>2</sup> Rollator in einen Rollstuhl verwandeln und wieder zurück. Das gibt Ihnen das Selbstvertrauen, weiter zu gehen und sich unterwegs auszuruhen, während Sie einen Tag mit Ihrer Familie oder Freunden genießen.



Der **Rollz Motion<sup>2</sup>** ist in vier Farben erhältlich: Pebble white, Dark purple, Matt black und Island blue.

Der **Rollz Motion<sup>2</sup> Small** ist in den Farben Island blue und Matt black erhältlich.

rollz motion

Sehen Sie den Rollz Motion in Aktion:



# Rollz Motion<sup>2</sup> Merkmale

### Stilvoll

Preisgekrönter holländischer Design-Rollator und Rollstuhl in einem, um stilvoll auszugehen.

### Sicher

Innovative Trommelbremsen, geeignet für nasse und trockene Bedingungen.

### Bequem

Ruhen Sie sich auf dem gepolsterten Sitz aus oder verwandeln Sie den Rollator in einen Rollstuhl.

### Ankipphilfe

Überwinden Sie Türschwellen und Bordsteine einfach mit der Ankipphilfe.

### Manövrierfähig

Leichtes Lenken und einfaches Bewegen mit den wendigen Vorderrädern.

### Stabil

Ergonomische, höhenverstellbare Handgriffe unterstützen das aufrechte und sichere Gehen.

### Kompakt

Der Rollz Motion<sup>2</sup> lässt sich leicht zu einem kompakten Paket zusammenfolden und passt so in fast jedes Auto.

### Komfortabel

Die großen Hinterräder mit weichen Reifen und Schaumstoffgriffen sorgen für bequemes Gehen.



# Reibungslose und sichere Fahrt auf unbefestigten Wegen

## All-Terrain-Rollator und Rollstuhl in einem

Dank spezieller Bereifung bietet der Rollz Motion Performance eine komfortable Fahrt, auch auf holprigen Straßen. Die extra dicke Polsterung der Armlehnen und die ergonomisch geformten Griffe tragen zum Komfort bei. Außerdem sind die Fußstützen in der Höhe verstellbar.



rollz motion performance

## Rollz Motion Performance Merkmale

### Stillvolles 2in1

Holländisches Design zum Ausgehen mit Stil. Der Rollator lässt sich in Sekundenschnelle zum Rollstuhl verwandeln.

### Ergonomische Griffe

Ergonomisch geformte und weiche Griffe für den optimalen Halt.

### Ein Blickfang

Moderne Mattierung in der neuen Farbe Jungle green.

### Sichtbar

Sichtbar im Dunkeln dank zahlreicher reflektierender Elemente.

### Weich

Armlehnen mit extra dicker Schaumstoffpolsterung erhöhen den Komfort.

### Fester Sitz

Kissen in Keilform für eine bessere Sitzposition.

### Reifen

Hinten Luftreifen für angenehme Fahrten auf holprigen Straßen und vorne zwei schaumstoffgefüllte Reifen für zusätzliche Stoßdämpfung

### Stabil

Aufrecht und sicher gehen, unterstützt durch robustes Design.



All-Terrain-Version

# Spezifikationen

	Rollz Motion <sup>2</sup>	Rollz Motion <sup>2</sup> Small	Rollz Motion Performance
Rollator Gewicht	11,6 kg	11,6 kg	11,4 kg
Gewicht Rollstuhlpaket	3,4 kg	3,4 kg	3,4 kg
Maximale Belastung	125 kg	125 kg	125 kg
Körpergröße	1,60–1,90 m	1,50–1,85 m	1,60–1,90 m
Sitzhöhe	55 cm	50 cm	55 cm
Griffhöhenbereich	87–98 cm	82–94 cm	86–98 cm
Sitzgröße Rollator	20 x 45 cm	20 x 45 cm	20 x 45 cm
Sitzgröße Rollstuhl	42 x 45 cm	42 x 45 cm	42 x 45 cm
Gesamtbreite	67 cm	67 cm	67 cm
Gesamtlänge	63 cm	63 cm	63 cm
Breite gefaltet	31 cm	31 cm	29 cm
Durchmesser Vorderräder	8 Zoll	8 Zoll	Reifen 8 x 1¼ Zoll
Durchmesser Hinterräder	12 Zoll	12 Zoll	Reifen 12½ x 2¼ Zoll

Garantie: 5 Jahre auf den Rahmen und 2 Jahre auf andere Teile mit Ausnahme von normalem Verschleiß.



## Rollz Motion Transportschutzhülle

Durch das einzigartige Design des Transportschutzes werden sowohl der Rollz Motion als auch das Rollstuhlpaket in einem kompakten Paket untergebracht. Der Transportschutz bewahrt den Rollz Motion vor Beschädigungen.



## Rollz Motion Einkaufstasche

Diese stilvolle und funktionelle Einkaufstasche kann auf den Rollz Motion Rahmen montiert werden. Sie können Ihre Einkäufe direkt in den Shopper packen und mitnehmen, so dass Sie keine Einkaufstasche mit sich herumtragen müssen.



## Rollz Motion 3in1 Rollstuhlpaket Halter

Mit diesen Haltern können Sie Ihr Rollstuhlpaket auch über den Sitz hängen. So haben Sie mehr Platz zum Gehen und mehr Bewegungsfreiheit. Ein Gehstock- und ein Taschenhalter sind integriert.



## Rollz Motion Tablett

Mit diesem Bambustablett können Sie ganz einfach eine Tasse Kaffee oder ein Buch überall im Haus mit hinnehmen.



## Rollz Motion Rückengurt

Sie sind allein unterwegs und haben das Rollstuhlpaket zu Hause? Dann können Sie sich am weichen Rückengurt anlehnen und sich erholen.



## Rollz Motion Sicherheitsgurt

Mit dem Sicherheitsgurt schnallen Sie sich im Rollstuhl an – das sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einfach am Rollstuhlpaket anbringen und auf die gewünschte Länge einstellen.



## Rollz Motion Becherhalter

Der Becherhalter ist sehr einfach zu bedienen. Dank des Schiebeseystems kann die Halterung schnell in die gewünschte Position gebracht werden, so dass Sie eine Flasche oder einen Becher mitnehmen können.



## Rollz Motion Schirm

Dieser Regenschirm schützt Sie vor Regen und Sonnenschein. Er wird am Gestell befestigt, so dass Sie sich mit beiden Händen auf den Rollator stützen können.

Rollz International BV  
www.rollz.de

# rollz®



rollzint



RollzInternational



rollzint



RollzInternational



Importeur: Saljol GmbH  
Frauenstr. 32 | 82216 Maisach  
Tel. +49 (0)8141 317740  
hallo@saljol.de | www.saljol.de

