

Innovative Pflege-Hilfsmittel



Über Saljol

Was bedeutet eigentlich Saljol? Ganz einfach: **„Spaß am Leben – Joy of Life“**. Wir entwickeln innovative Premium Hilfsmittel für ein leichteres Leben.

Vier Komponenten der Saljol Hilfsmittel

1. Einfache Handhabung

Um alle vier Komponenten in unseren Hilfsmitteln zu vereinen, reicht es für uns nicht aus, uns am Industriestandard zu orientieren. Für uns sind **Nutzerfreundlichkeit** und die **Akzeptanz der Produkte** die essenzielle Grundlage. Alle unsere Hilfsmittel folgen daher nicht nur den geltenden Normen, sondern auch dem Maßstab Mensch: Sie werden von echten Nutzern in ihrer Handhabung getestet und laufend optimiert.



2. Ansprechendes Design

Jedes Zuhause spiegelt den Charakter und die Persönlichkeit seiner Bewohner wider. Doch was passiert, wenn jemand sein geliebtes Zuhause verlassen muss? Wenn das Leben zuhause aufgrund der Pflegebedürfnisse nicht mehr möglich ist?

Die Hilfsmittel von Saljol versprühen durch ihr ansprechendes und hochwertiges Design eine **Wohlfühl-Atmosphäre**. Sie erinnern in Form und Funktion bewusst an Möbelstücke aus der Jugend. Sie passen sich unauffällig an die Einrichtung an oder sind echte **Design-Hingucker**. Der kalte und sterile Krankenhaus-Look gehört der Vergangenheit an.



3.

Stürze vermeiden

Stürze im Alter bedeuten den Anfang vom Ende. Nur 50% aller

Gestürzten erlangen im Alter ihre Beweglichkeit wieder zurück. Das bedeutet eine hohe Verantwortung des Pflegepersonals. Ein Hilfsmittel muss daher absolut zuverlässig sein. Die Produkte von Saljol folgen dem **hohen Anspruch der Sturzprophylaxe**.

Nicht nur, weil sie sicher sind, sondern auch, weil sich ihre Nutzer mit ihnen sicher fühlen.

Produkte im CAD-Format Infopaket:

Um Sie bestmöglich in Ihrer Planung zu unterstützen, bieten wir Ihnen unsere Produkte kostenlos als CAD-Datei sowie weitere Broschüren und Materialien zum Download an unter: www.saljol.de/pflege



4.

Entlastung der Pflegekraft

Die Pflege eines alternden Menschen fordert seiner Umgebung einiges ab. Vom Betten, Lagern und Transfer bis hin zum Waschen, Füttern oder Transportieren: Auch die Pflegekraft soll immer zuverlässig sein und **„funktionieren“**. Für Saljol muss daher ein Hilfsmittel immer auch **nützlich für Pflegende** und Angehörige gestaltet sein.



Sie haben Fragen? Kontakt

Vertriebsinnendienst
0800 5050 269
hallo@saljol.de



Seite 5



Club Ruhe- und Aufstehsessel
Aufsteh- und Ruhesessel die wahlweise zum Schlafen, Transport oder zum Relaxen geeignet sind.



Entspannen per Knopfdruck. Club Ruhe- und Aufstehsessel

Die Club Ruhe- und Aufstehsessel – Mit Leichtigkeit aufstehen und hinsetzen.

- Drei unterschiedliche Modelle.
- Lordosenstütze für zusätzliche Stabilität beim Sitzen.
- Verstellbare Kopfstütze bei jedem Modell.
- Zeit sparen: Der Patient fährt sich selbständig in die Liegeposition. Keine Unterstützung notwendig, wie z.B. bei Sesseln mit Gasdruckfedern.
- Atmungsaktive Stoffe: kein Kälteschreck, kein Hitzestau, sogar auch mit waschbarem Inkontinenzschutz in Sesselfarbe.



Sturzprophylaxe

- ✓ Magnetische Fernbedienung vermeidet gefährliche Stürze. Einfach direkt am Sessel befestigen.
- ✓ kku ermöglicht Batteriebetrieb und verhindert Stolperfallen durch herumliegende Kabel.

Seite 12



Wohnraumrollator Page
Indoor-Rollator, der zum Trippeln geeignet ist.


Duschhocker Spa
Nie mehr nasse Füße: Ein Duschhocker, der sich (nur) auf der Stelle dreht.

Seite 14



Seite 18

Lindera Mobilitätsanalyse
Erfassen Sie zeitsparend und objektiv das Sturzrisiko Ihrer Patienten.



Seite 16

Magnetstockhalter Held
Ein Stockhalter, der magnetisch an allem hält, was eisenhaltig ist.



Club1: Einfachste Bedienung mit nur zwei Tasten



Club2: Ideal als Tagesbett in horizontaler Position



Club3: Entlastung der Beine durch Herz-Waage-Position




Aufstehsessel	Club1	Club2	Club2 Soft	Club2 Mobil	Club3
Sitzhöhe	48 cm	46 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Sitztiefe	56/61 cm	51/56 cm	51/56 cm	51/56 cm	54 cm
Körpergröße	160-180 cm	150-190 cm	150-190 cm	150-190 cm	150-190 cm
Sesselhöhe	112 cm	121 cm	123 cm	128 cm	119 cm
Sesselbreite	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Sessellänge in Ruheposition	170 cm	194 cm	194 cm	190 cm	151 cm
Maximale Belastung	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Aufstellfläche	180x75 cm	200x75 cm	200x75 cm	200x75 cm	150x75 cm
Neigung Rückenlehne	133°	166°	163°	166°	108°
Anzahl der Motoren	1	2	2	2	3
Wischdesinfizierbar				✓	
Waschbare Inkontinenzauflage	✓	✓	✓	✓	✓
Brandschutznorm BS 5852				✓	
Kompatibel mit Akku	✓	✓	✓	✓	✓
UVP	1.299 €	1.699 €	1.699 €	2.299 €	Club3 1.899 €



299 €

Beistelltisch Tabula (Hell)



299 €

Beistelltisch Tabula (Dunkel)



39 €

Kopfkissen*



299 €

Akku zur kabellosen Nutzung



39 €

Lendenkissen*



69 €

Schonbezug-Set*



119 €

Inkontinenz-Auflage*

*Erhältlich in Microfaser Beige oder Webstoff Grau.

Club1: Einfache Bedienung mit nur zwei Tasten



Magnetische Fernbedienung
Haftet seitlich, an der Armlehne und am Kopfteil.
Nie mehr nach der Fernbedienung bücken.


Lordoseunterstützung
Zusätzliche Stabilität beim Sitzen.

Sitztiefeinstellung
Individuell anpassbar.

Einfache Bedienung
Zwei Tasten, um in alle Positionen zu gelangen.

Federkernsitzkissen
Komfortabel sitzen.

Farbkombinationen



Microfaser
Beige



Webstoff
Mittelgrau




Club 1
1.299 €

Magnetische
Fernbedienung



Sicher aufstehen



Gemütlich entspannen



Club2: Schlafen und Relaxen in einem Sessel



Stufenlose Einstellung der Rückenlehne

Der Sessel stoppt automatisch sobald die Fernbedienung losgelassen wird.

Magnetische Fernbedienung

Haftet seitlich, an der Armlehne und am Kopfteil. Nie mehr nach der Fernbedienung bücken.

Lordoseunterstützung

Zusätzliche Stabilität beim Sitzen.

Leichter Positionswechsel

Stellen Sie den Sessel bequem an einen anderen Platz.



Tagesbettfunktion

Sie müssen den Bewohner nicht zwischen Bett und Sessel transferieren. Seitenteil verhindert Herausfallen.

Separate Steuerung der Fußstütze

Jeder Bewohner findet garantiert seine Lieblingsposition.

Farbkombinationen

-  Webstoff Mittelgrau & Kunstleder Dunkelbraun
-  Microfaser Beige & Kunstleder Dunkelbraun

Club 2
1.699 €

Aufstehfunktion



Separate Steuerung der Fußstütze



Horizontal liegen wie in einem Bett



Club2 Soft: Schlafsessel mit der Extraportion Komfort

Stufenlose Einstellung der Rückenlehne

Der Sessel stoppt automatisch sobald die Fernbedienung losgelassen wird.

Magnetische Fernbedienung

Haftet seitlich, an der Armlehne und am Kopfteil. Nie mehr nach der Fernbedienung bücken.

Lordoseunterstützung

Zusätzliche Stabilität beim Sitzen.

Extra Soft durch Polster

Abnehmbare und anpassbare Kissen. Ideal für Personen mit dünner Haut.



Club 2 Soft
1.699 €

Tagesbettfunktion

Sie müssen den Bewohner nicht zwischen Bett und Sessel transferieren. Seitenteil verhindert Herausfallen.

Separate Steuerung der Fußstütze

Füße hochlegen, während der Rücken gerade bleibt.

Farbkombinationen

-  Microfaser Beige
-  Webstoff Mittelgrau

Leichter Positionswechsel

Vier Rollen ermöglichen Positionswechsel.

Relaxen Sie im Club2 Soft



Weich und bequem, dank extra Polsterung



Vier Räder, für leichtes Verschieben



Club2 Mobil: Der funktionale Pflegesessel

Hygienisch
Lässt sich wischdesinfizieren und ist wasserabweisend.

Magnetische Fernbedienung
Hält seitlich, auf der Armlehne und am Kopfteil.

Abnehmbare Armlehnen
Für den „seitlichen“ Transfer von Pflegepersonen vom Bett in den Sessel.

Tagesbettfunktion
Sie müssen den Bewohner nicht zwischen Bett und Sessel transferieren. Seitenteil verhindert Herausfallen.

Farbkombinationen

- Kunstleder Dunkelbraun
- Webstoff Mittelgrau & Kunstleder Dunkelbraun

Schiebegriff und stabile Räder
Erleichtert den Transport von Pflegepersonen.

Akku als Zubehör
Keine Stolperfalle durch das Stromkabel und mehr Flexibilität beim Einrichten.



Club2 Mobil
2.299 €



Inklusive aller Club2-Funktionen

Feuerresistent nach BS-Norm 5852 auf Schaum- und Bezugsstoff.

Wischdesinfektion möglich!
Der Club2 Mobil ist in der Variante Kunstleder wischdesinfizierbar.

Club3: Aufstehsessel zur maximalen Entspannung

Stufenlose Sitzneigungsverstellung
Bis zu 108° kippar.

Magnetische Fernbedienung
Haftet seitlich, an der Armlehne und am Kopfteil. Zusatzfunktion: Lieblingsposition speichern.

Lordoseunterstützung
Zusätzliche Stabilität beim Sitzen.

Geringer Platzbedarf
Die Aufstellfläche beträgt nur 150x75 cm. Ideal für kleine Wohnungen und wenig Platz im Patientenzimmer.

Separate Steuerung der Fußstütze
Legen Sie die Beine hoch: Ihre Beine werden entlastet und entstaub. Gut für Herz und Kreislauf.

Kurzwahltasten
Jeder Bewohner kommt schnell in seine Lieblingsposition.

Farbkombinationen

- Webstoff Mittelgrau & Kunstleder Dunkelbraun
- Microfaser Beige & Kunstleder Dunkelbraun



Club 3
1.899 €



Mit Schiebegriff für einen leichten Transport




einfacher Transfer vom Rollstuhl in den Sessel




Abnehmbare Armlehnen




Optimale Druckentlastung der Beine



Entspannung in der Herz-Waage-Position



Aufstehfunktion



Selbständig und sicher bewegen. Wohnraumrollator Page

Der Wohnraumrollator in dem Trippeln ganz offiziell erlaubt ist.

- Viel Zubehör: Passen Sie den Rollator an Ihre an die Bedürfnisse Ihrer Bewohner an.

- Sehr schmal: Geeignet für enge Räume.
- Trippeln und geschoben werden möglich.
- Kann Toilettenrahmen oder -griffe ersetzen.
- Kann einen Rollstuhl auf engem Raum ersetzen.
- **Individualisierung möglich:** Ab 50 Stück können die Farbe des Rahmens und des HPL-Sitzbretts passend zu Ihren Hausfarben individualisiert werden.

Anthrazit **Elfenbeinweiß**

Starker Rahmen
Sichere Unterstützung von allen Seiten
Dient als mobiler Handlauf

Gemütlicher Sitz aus Holz
Bewegen Sie sich im Sitzen durch Ihre Wohnung

Im Rahmen integriertes Bremsystem
Die Nutzung in engen Räumen wird nicht durch Bremskabel erschwert
Flexible und sichere Bewegung

Schmale Konstruktion
In engen Räumen verwendbar

360° drehbare Räder
Dreht auf der Stelle
Einfache Handhabung in schmalen Räumen und Gängen.

Sturzprophylaxe
✓ Maximale Stabilität: Abstützen von allen Seiten möglich.
✓ Kann spontanes Fallen verhindern.
✓ Sicheres Trippeln

299 € mit Fußbremse
399 € mit Handbremse
XXL 749 € mit Handbremse

Sitzbezug 14,90 €

Tasche 45 €

Tablett 49 €

Rückenrolle* 19 €

Schrank 79 €

Polstersitz* 49 €

Weidenkorb 35 €

HPL-Sitzbrett wischdesinfizierbar 89 €

*Verfügbar in Webstoff Grau oder in Kunstleder Dunkelbraun.



Wohnraumrollator Page	S	M	L	XXL
Griffhöhe	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Sitzhöhe	52 cm	55 cm	58 cm	58 cm
Empfohlene Körpergröße	135-165 cm	150-180 cm	170-200 cm	170-210 cm
Maximales Benutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg
Größte Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	68 cm
Größte Breite oben (Griff)	51 cm	51 cm	51 cm	65 cm
Abstand zwischen den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	60 cm
Gesamtgewicht ohne Sitz	9,3 kg	9,7 kg	9,8 kg	18 kg
Kompatibel mit Zubehör	✓	✓	✓	

Alltag mit dem Wohnraumrollator.

Sehen Sie sich online ein Anwendungsbeispiel an:

www.saljol.de/de/alltagshelfer-wohnraumrollator-page/

Keine nassen Füße mehr beim Duschen des Patienten. Duschhocker Spa

Vermeidet Ausrutschen und gefährliche Stürze im Badezimmer.

- Sie waschen den Patienten bequem von allen Seiten, ohne um ihn herumgreifen zu müssen.
- Wellness-Design: Sorgt für ein entspanntes Bad-Ambiente statt Krankenhaus-Look.
- Pflege leicht gemacht: Die **Füße der Pflegekraft bleiben trocken**, während der Nutzer in der Dusche gedreht und gewaschen wird.



Sturzprophylaxe

- ✓ Der Duschhocker rutscht nicht weg: Wenn der Bewohner in die Dusche steigt, stützt er sich bequem darauf ab.

269 € Anthrazit pulverbeschichtet

299 € Edelstahl

Sitz mit verstellbarer Hygieneöffnung
Sitzauflage ist wischdesinfizierbar, weiche Sitzfläche ohne extra Polster. Alle Körperstellen sind leicht erreichbar.


Dreht sicher auf der Stelle
Der Bewohner kann sich sicher auf den Hocker setzen. Spart Zeit: Der Bewohner kann duschen wann er/sie es möchte!

Räder rutschen nicht weg
Der Bewohner stützt sich auf den Duschhocker, wenn er in die Dusche steigt. Vermeidet gefährliche Stürze im Badezimmer.

99 € Rückenlehne

360°

Einstellbare Hygieneöffnung zur Reinigung des Intimbereichs



Material reflektiert Körperwärme

Die Füße bleiben trocken: Perfekt für Pflegekräfte



Duschhocker Spa	S	M	L
Empfohlene Körpergröße	1,35-1,50 m	1,50-1,70 m	>170 m
Hygiene-Öffnung Größe 1 / 2 / 3 (cm)	5 / 8 / 11 cm	6 / 9 / 12 cm	7 / 19 / 13 cm
Gesamtbreite von Griff zu Griff	50,2 cm	51,2 cm	52,2 cm
Sitzhöhe	46 cm	50 cm	54 cm
Höhe mit Rückenlehne	76,8 cm	80,8 cm	84,8 cm
Radstand	30,1 cm	31,1 cm	32,1 cm
Wendekreis benötigt Platz	47 cm	48 cm	49 cm
Maximales Benutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg

Keine umgefallenen Gehhilfen mehr! Magnetischer Stockhalter Held & Taler

Gehhilfen haften magnetisch an bewährten Stellen der Einrichtung.

- Magnet-Klammer Held: An Stock oder Unterarm-Gehstütze befestigen.
- Magnet-Taler: In die Hosentasche stecken.
- Der Bewohner hat die Hände frei: Die Gehhilfe haftet magnetisch an der Hosen- oder Handtasche.
- Spart Zeit: Kein langes Suchen nach einer geeigneten Stelle zum Anlehnen der Gehhilfe.



29 €

Schwarz



29 €

Neongelb



29 €

Neonorange



17,90 €

Taler einzeln



17,90 €

Held einzeln



29 €

Held, Tisch-, Wand- und Universal-Halterung



39 €

Held, Tisch-, Wand- und Universal-Halterung inkl. Taler

Ist der Magnet eine Gefahr für Herzschrittmacher?


Ein Herzschrittmacher schließt die Nutzung des Held Magnetstockhalters nicht vollkommen aus. Kardiologen haben die Unbedenklichkeit bescheinigt, solange die Magnete nicht in die Nähe (20 cm) des Herzschrittmachers gebracht werden.

Sturzprophylaxe

✓ Kein gefährliches Bücken nach dem Stock oder der Unterarm-Gehstütze.



Gehhilfen halten magnetisch



Ideal für Lieblingsplätze in der Einrichtung


Kein langes Suchen nach einer Abstellmöglichkeit




Anwendung Held Taler-Set




Magnet-Klammer an Stock oder Unterarm-Gehstütze befestigen.



Taler in die Hosentasche stecken.



Gehhilfe hält magnetisch an der Tasche.



Der Bewohner hat die Hände frei!



Setzen Sie den Expertenstandard Sturzprophylaxe einfach und systematisch um.

Lindera Mobilitätsanalyse


Digitale Technologien für moderne Pflege

Die Lindera Mobilitätsanalyse per App reduziert mittels moderner Technologie das individuelle Sturzrisiko älterer und in ihrer Mobilität eingeschränkter Personen – gemäß Expertenstandard und Strukturmodell.

Der Lindera Mobilitätstest ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt und ermöglicht es, die 3D-Gangbewegung über eine einfache Smartphone-Kamera zu analysieren:

Video vom gehenden Menschen aufnehmen, einen psycho-sozialen Test in der App ausfüllen, Analyse und Vorschläge für Präventionsmaßnahmen erhalten – fertig.

Damit werden mit dem Handy präzise und objektive Bewegungsanalysen an Ort und Stelle möglich.



Lindera Technologie

So funktioniert die Lindera Mobilitätsanalyse per App

Von dieser Technologie profitieren nicht nur Senioren und ihre Familien, sondern auch Fachkräfte in der Pflege und im Sanitätshaus:

Die Analyse hilft, das Sturzrisiko zu senken, die Dokumentation zu vereinfachen und Kosten und Zeit zu sparen, um Pflegekräfte und Angehörige zu entlasten. Sturzprävention ist Pflicht und kann mehr als 50 Prozent der Folgekosten senken – dennoch beruhte sie bis dato auf einer analogen, subjektiven Einschätzung.

In wenigen Schritten zu Ihrer



LINDERA

Mobilitätsanalyse



Saljol GmbH • Frauenstr. 32 • 82216 Maisach
Tel. 08141 317 74 0 • Fax 08141 317 74 11
hallo@saljol.de • www.saljol.de



SALJOL



@saljolgmbh



SALJOL GmbH

