

Indoor Rollator

Schmaler, stabiler Rollator für den Wohnbereich



Selbständig und sicher zuhause bewegen. Wohnraumrollator Page

Starker Rahmen

Sichere Unterstützung von allen Seiten
Dient als mobiler Handlauf

Gemütlicher Sitz aus Holz

Bewegen Sie sich im Sitzen durch Ihre Wohnung

Im Rahmen integriertes Bremsystem

Die Nutzung in engen Räumen wird nicht durch Bremskabel erschwert
Flexible und sichere Bewegung



Schmale Konstruktion

Bewegen Sie sich durch enge Türen
In engen Räumen verwendbar

360° drehbare Räder

Dreht auf der Stelle
Einfache Handhabung in schmalen Räumen und Gängen.

299 € mit Fußbremse
399 € mit Handbremse
XXL 749 € mit Handbremse

Kann Toilettenhaltegriffe ersetzen



Passt durch enge Türen

Fahren Sie nahe an die Arbeitsfläche



Wohnraumrollator Page	S	M	L	XXL
Griffhöhe	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Sitzhöhe	52 cm	55 cm	58 cm	58 cm
Empfohlene Körpergröße	135-165 cm	150-180 cm	170-200 cm	170-210 cm
Maximales Benutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg
Größte Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	68 cm
Größte Breite oben (Griff)	51 cm	51 cm	51 cm	65 cm
Abstand zwischen den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	60 cm
Gesamtgewicht ohne Sitz	9,3 kg	9,7 kg	9,8 kg	18 kg
Kompatibel mit Zubehör	✓	✓	✓	

Rahmenfarbe



299 € mit Fußbremse
399 € mit Handbremse

Anthrazit



299 € mit Fußbremse
399 € mit Handbremse

Elfenbeinweiß



XXL 749 € mit Handbremse

Anthrazit

Zubehör



14,90 €

Sitzbezug



49 €

Tablett



79 €

Schrank



35 €

Weidenkorb



29 €

Ergo-Sitz



45 €

Tasche



19 €

Rückenrolle*



49 €

Polstersitz*



89 €

HPL-Sitzbrett
wischdesinfizierbar

*Verfügbar in
Webstoff Grau
oder in Kunstleder
Dunkelbraun.