



Ideen für ein besseres Leben

Besondere Hilfsmittel, um Stürze zu vermeiden



Über Saljol Ideen für ein besseres Leben

Was bedeutet eigentlich SALJOL? Ganz einfach: **“Spaß am Leben – Joy of Life”**. Wir entwickeln besondere Hilfsmittel für ein leichteres Leben und um Stürze im Alter zu vermeiden. Wir denken über den Industriestandard hinaus. Für Produkte, die einen unabhängigen Alltag ermöglichen. Für Lösungen, um so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause zu wohnen. Mit hochwertigen Materialien und intelligenten Innovationen.



Saljol



saljolgmbh



SALJOL GmbH

Saljol GmbH • Frauenstr. 32 • 82216 Maisach • Tel. 0800 50 50 269 • hallo@saljol.de • www.saljol.de



Produktübersicht.

Veränderungen annehmen – mit innovativen Lösungen

Das Leben stellt Sie vor eine neue Aufgabe: Sie sind in Ihrer Mobilität eingeschränkt. Stellen Sie sich all die schwierigen Situationen vor, die Sie bisher gemeistert haben: Sie haben die Kraft, um auch diese neue Situation zu meistern! Gehen Sie mit der Veränderung bewusst um. Sie schaffen das! Wir versprechen: Sie werden von neuen Möglichkeiten überrascht. Dies ist Ihre Chance, Ihren Lebensstil an Ihre Mobilität und persönlichen Ansprüche anzupassen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt für einen Perspektivwechsel. Auf geht's!



Carbon Rollator
Ultraleicht und sicher gehen.

Wohnraumrollator
Unabhängig und sicher
zu Hause bewegen.



Duschhocker
Alleine im Sitzen duschen.





Magnetstockhalter
Immer die Hände frei haben.

Club 1 Ruhe- und Aufstehsessel
Einfach bedienen und bequem sitzen.



Club 2 Ruhe- und Aufstehsessel
Aufstehsessel und Tagesbett in einem.

Club 3 Ruhe- und Aufstehsessel
Entlastung durch Herz-Waage-Position.



Rollstuhlkissen und Polster
Macht Ihren Rollstuhl bequem,
weich und stilvoll.

Komfortmatratze Bequema
Entspanntes schlafen.



Sicher und ultraleicht gehen. Carbon Rollator



Genießen Sie einen sicheren Spaziergang mit dem leichten Carbon Rollator

- Nur 5,4/5,8 kg Gewicht: Leicht zu schieben und zu manövrieren.
Sie überwinden Bordsteinkanten mit Leichtigkeit.
- Reflektoren an Rahmen und Rad: Sie sind bei Dunkelheit und Dämmerung perfekt sichtbar.
- Einzigartiges, geschwungenes Design, im Stil der 50er Jahre:
Für alle, die das Besondere lieben.
- Griffe aus Kork: Sie vermeiden schwitzende Hände. Genießen
Sie das natürliche Gefühl und die stoßdämpfende Wirkung.



Sichtbarkeit bei Dunkelheit



Einfacher Transport

Rollator rollt nicht weg
beim Bergabgehen



Griffe aus Kork

Natürliches Gefühl
und stoßdämpfend.

**Schont Ihre Arme
und Handgelenke.**

Mit nur einer Hand abnehmbare Tasche

Halten Sie sich mit der
einen Hand am Griff fest.

**Mit der anderen Hand
nehmen Sie die Tasche ab.**

All-Terrain Reifen

Weiches Vollgummi absorbiert
Erschütterungen vom Boden.

**Das Reifenprofil gibt Halt
auf weichen Wegen.**



649 €
je Größe

Gangschaltung

Schleifbremsen hindern den
Rollator bergab am Wegrollen.

**Sie nutzen Ihre Kraft zum
sicheren Gehen, anstatt sich
bergab auf das Festhalten des
Rollators zu konzentrieren.**

Stockhalter

Sie bewahren Ihren Stock während
Ihres Spaziergangs sicher auf.

**Sie bleiben flexibel: Ihr Spazier-
stock ist jederzeit einsatzbereit.**

Über 30 Reflektoren


Sie werden bei Dunkelheit gesehen.
**Sie sind sicher und sichtbar –
egal zu welcher Tageszeit.**

Carbon Rollator	CR54	CR62
Empfohlen für Körpergröße	<1,70 m Körpergröße	>1,60 m Körpergröße
Maximales Benutzergewicht	150 kg	150 kg
Maximale Beladung der Tasche	5 kg	5 kg
Breite: offen	61 cm	61 cm
Breite: geschlossen	21 cm	21 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Gesamtgewicht	5,4 kg	5,8 kg
Maximale Griffhöhe	88 cm	103 cm
Minimale Griffhöhe	76 cm	81 cm

Rahmen



British Racing
Green



Midnight
Blue



Star
Silver

Größen



CR54

<1,70 m Körpergröße

CR62

>1,60 m Körpergröße

Zubehör: Passen Sie den Carbon Rollator an Ihre Bedürfnisse an



29€

Magnetischer Stockhalter



14,90 €

Klingel



49 €

Fester Sitz



14,90€

LED Lampe



19 €

Zusätzlicher Stockhalter



69€

Regenschirm



39 €

Verstellbarer Rückengurt



39 €

Tasche schwarz



129 €

Designertasche von JOST
Schwarz oder Leoprint



49 €

Echtholz-Tablett

Größe und Einstellung

Sollten Sie sich beim Stehen oder Bücken unsicher fühlen, bitten Sie einen Sanitätshausmitarbeiter, einen Angehörigen, einen Physiotherapeuten oder eine Pflegefachkraft um Hilfe beim abmessen.

1. Messen Sie die Stützhöhe (B)

Abstand vom Boden bis zum Ende des Handballens messen: Aufrechte Haltung, Arme locker hängen lassen.

Wichtig ist eine leichte Beugung der Arme, wenn Sie sich auf den Rollator stützen.

2. Messen Sie die Unterschenkellänge (C)

Abstand vom Boden bis zum Beginn der Kniebeuge messen: Aufrechte Haltung, Beine gestreckt.

Wichtig ist, dass Ihre Fußsohlen den Boden berühren, wenn Sie auf dem Rollator sitzen. Sie können sich für die Messung auch auf einen Stuhl setzen.

3. Vergleichen Sie Ihre Messung mit der Beispiel-Tabelle

Super, Sie haben Ihre richtige Größe gefunden!



Größentabelle Carbon Rollator

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit Werten. Vergleichen Sie diese mit Ihren abgemessenen Maßen. Das wird Ihnen helfen, die richtige Größe für Ihren neuen Carbon Rollator zu bestimmen.


Carbon Rollator	Sitzhöhe CR54	Sitzhöhe CR62	Sitzhöhe CR62
A) Körpergröße	160 cm	175 cm	190 cm
B) Boden bis Handballen	78 cm	89 cm	94 cm
C) Unterschenkelänge	36 cm	46 cm	53 cm
Griffhöhe Eingestellt	82 cm	92 cm	94 cm
Griffhöhe Min-Max.	76 - 88 cm	80,5 - 103 cm	80,5 - 103 cm

Die richtige Stützhöhe für sicheres gehen

Die Handgriffe können Sie von Stufe 1-9 einstellen.

Wichtig

Leichte Armbeugung



A) 1,60 m
Sitzhöhe 54 cm
D) Griffhöhe 82 cm
Stufe 3




A) 1,75 m
Sitzhöhe 62 cm
D) Griffhöhe 92 cm
Stufe 5

A) 1,90 m
Sitzhöhe 62 cm
D) Griffhöhe 94 cm
Stufe 6



Die richtige Sitzhöhe für sicheres Sitzen



Wichtig
Fußsohlen müssen
Boden berühren.



Rollator-Schnellstart. Darauf müssen Sie achten.



1. Einstellung der korrekten Griffhöhe

Stellen Sie sich nahe an den Rollator. Lassen Sie die Arme locker baumeln und beugen Sie sie leicht. Die Höhe Ihrer Daumenballen entspricht nun der korrekten Höhe der Schiebegriffe.



2. Gehen mit Rollator

Stellen Sie sich nahe an den Rollator, direkt vor das Sitznetz. Während Sie gehen, sollte Ihr Rücken aufrecht bleiben. Ihr Körper bleibt zwischen den Griffen positioniert.



3. Bordsteinkanten überwinden

Fahren Sie direkt an die Bordsteinkante. Treten Sie mit dem Fuß auf die Ankipphilfe. Der Rollator wird nun angehoben. Schieben Sie den Rollator mit Fuß und Armen nach vorne und stellen Sie die Vorderräder auf dem Gehsteig ab. Fahren Sie mit den Hinterrädern nach vorne bis zur Kante und heben diese dann vorsichtig nach oben. Ziehen Sie die Bremsen an und steigen Sie selber hoch auf den Bordstein.



4. Nutzung der Bremsen

Um den Rollator zu bremsen, ziehen Sie die Bremsgriffe nach oben in Richtung Schiebegriffe.



Um die Parkbremse zu betätigen, drücken Sie die Bremsgriffe nach unten bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.

Selbstständig und sicher zuhause bewegen. Wohnraumrollator Page



Unterstützen Sie Ihren Alltag mit dem Wohnraumrollator.

- Maximale Stabilität: Verhindert Stürze zu Hause.
- Viel Zubehör: Passen Sie Ihren Rollator an Ihre Bedürfnisse an.
- Sehr schmal: Geeignet für sehr kleine Wohnungen.
- Im Sitzen fortbewegen: Schieben Sie sich im Sitzen mit den Füßen durch die Wohnung.
- Ersetzt Toiletten-Stützgestelle oder Haltegriffe an der Wand.
- Spart so manchen teuren Umbau.



Ersetzt Toilettenhaltegriffe



Passt durch enge Gänge
und schmale Türrahmen


Kraft sparen:
Im Sitzen bewegen





Sicher wie ein Handlauf

Null-Distanz-Funktion



Servieren

Wäsche machen



Transport



Kochen



Starker Rahmen
Sicheres Unterstützen
von allen Seiten.
Dient als mobiler Handlauf.

Praktischer Sitz aus Holz
Bewegen Sie sich im Sitzen
durch Ihre Wohnung.

**Im Rahmen integriertes
Bremssystem**
Sie bleiben nirgendwo
mit Kabeln hängen.
Flexible und sichere Bewegung.



Schmale Konstruktion

Stützt Sie in engen
Räumen.

360° drehbare Räder

Sicher auf der Stelle
manövrieren.

Einfache Handhabung
vor der Toilette, vor
dem Waschbecken
oder im Schlafzimmer.

299 € mit Fußbremse
429 € mit Handbremse
XXL 799 € mit Handbremse

Wohnraumrollator Page	S	M	L	XXL
Griffhöhe	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Sitzhöhe	52 cm	55 cm	58 cm	58 cm
Empfohlen für Körpergröße*	145-165 cm	150-180 cm	170-200 cm	170-210 cm
Maximales Benutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg
Größte Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	68 cm
Größte Breite oben (Griff)	51 cm	51 cm	51 cm	65 cm
Abstand zwischen den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	60 cm
Gesamtgewicht ohne Sitz	13,5 kg	14,0 kg	14,2 kg	16,4 kg
Überfahrhöhe Toilette	52 cm	55 cm	58 cm	58 cm

*Abhängig von der Beinlänge kann diese Empfehlung auch abweichen.

Rahmen



299 € mit Fußbremse
429 € mit Handbremse
XXL 799 € mit Handbremse

Anthrazit



299 € mit Fußbremse
429 € mit Handbremse
XXL 799 € mit Handbremse

Elfenbeinweiß

Zubehör




19 €

Sitzbezug



49 €

Echtholz-Tablett



79 €

Schrank



49 €

Handgeflochtener Weidenkorb



49 €

Tasche



19 €

Rückenpolster*



49 €

Polstersitz*



39 €

Ergositzbrett



89 €

HPL-Sitzbrett wischdesinfizierbar

*Verfügbar in
Webstoff Grau
oder in Kunstleder
Dunkelbraun.

Größe und Einstellung

Sollten Sie sich beim Stehen oder Bücken unsicher fühlen, bitten Sie einen Sanitätshausmitarbeiter, einen Angehörigen, einen Physiotherapeuten oder eine Pflegefachkraft um Hilfe beim abmessen.

Wie möchten Sie den Rollator überwiegend nutzen?

1. Überwiegend als Rollator

- Schieben und Laufen in der Wohnung:
Messen Sie die Stützhöhe **(B)**
- Abstand vom Boden bis zum Ende des Handballens messen:
Aufrechte Haltung, Arme locker hängen lassen.

2. Überwiegend zum Sitzen

- Im Sitzen mit den Füßen durch die Wohnung trippeln:
Messen Sie die Unterschenkellänge **(C)**
- Abstand vom Boden bis zum Beginn der Kniebeuge messen:
Aufrechte Haltung, Beine gestreckt.

3. Vergleichen Sie Ihre Messung mit der Beispiel-Tabelle

Super, Sie haben Ihre richtige Größe gefunden!




Größentabelle Page Wohnraumrollator

Untenstehend finden Sie eine Tabelle mit Werten an denen Sie sich bei der Messung orientieren können.

Wohnraumrollator Page	Größe S	Größe M	Größe L
A) Körpergröße	160 cm	175 cm	190 cm
B) Boden bis Handballen	76 cm	87 cm	94 cm
C) Unterschenkellänge	36 cm	46 cm	53 cm
Griffhöhe	80 cm	86 cm	92 cm
Sitzhöhe	52 cm	55 cm	58 cm
Sitzhöhe mit Polstersitz	56 cm	59cm	61cm

Nutzung Page zum Stützen

Wichtig
Leichte Armbeugung



Größe S
A) 1,60 m
D) Griffhöhe 80 cm




Größe M
A) 1,75 m
D) Griffhöhe 86 cm



Größe L
A) 1,90 m
D) Griffhöhe 92 cm



Nutzung Page zum Trippeln



E) Sitzhöhe
52 cm



E) Sitzhöhe
55 cm



E) Sitzhöhe
58 cm

Wichtig
Fußsohlen müssen
Boden berühren.



Rollator Berater: **Welcher Rollator passt zu mir?**

Sie suchen einen Rollator, der zu Ihnen passt? Mit nur 10 Fragen konfigurieren wir das richtige Modell für Ihre Bedürfnisse. Ausschlaggebend ist Ihr Lebensstil, Körpergröße und Ihr ganz persönlicher Geschmack. Wir alle haben unsere individuellen Vorstellungen, wie unser Leben zu sein hat. Und auch, wenn wir plötzlich nicht mehr gut zu Fuß sind: Unser Lebensstil, unser Geschmack und unsere Werte ändern sich dadurch nicht. Wir möchten einen Rollator, der zu uns passt. Wir passen unser Leben nicht an den Rollator an. Wir passen den Rollator an unser Leben an! Mittlerweile gibt es viele verschiedene Typen und Rollator-Modelle. Insbesondere wenn Sie ein „Neuling“ in diesem Gebiet sind, kann die Suche nach dem richtigen Rollator überfordern.



Jetzt Online-Fragebogen
ausfüllen und sofort ein
Ergebnis erhalten:
www.saljol.de/rollator-berater/



Rollator-Rollstuhl

Über Stock und Stein



Elegant in
der Stadt



Einkaufen und
unterwegs



Sicher zuhause



Selbständig im Sitzen duschen.

Duschhocker Spa



Vermeiden Sie Ausrutschen und gefährliche Stürze.

- Dreht sich nur auf der Stelle: Sie setzen sich gefahrlos hin, ohne wegzurutschen.
- Sie gelangen an alle Stellen der Dusche problemlos mit einem Dreh.
- Sie erreichen jede Körperstelle bequem und sicher.
- Wellness-Design: Sorgt für ein entspanntes Bad-Ambiente.
- Sofort ein warmes und behagliches Gefühl durch die wärmereflektierende Sitzfläche.

Einstellbare Hygieneöffnung
zur Reinigung des
Intimbereichs.



Sitz reflektiert
Körperwärme.

Im Sitzen auf der
Stelle drehen.





**Ergonomischer Sitz mit
verstellbarer Hygieneöffnung**

Alle Körperstellen sind leicht erreichbar.

Waschen Sie sich ohne fremde Hilfe.

Ohne Werkzeug verstellbar.

Dreht sicher auf der Stelle

Sie können alleine in die Dusche steigen.

Bleiben Sie unabhängig:

Duschen Sie, wann immer Sie wollen!

**Tipp: Nutzen Sie zusätzlich fest installierte
Haltegriffe an der Wand.**

Räder rutschen nicht weg

Stützen Sie sich auf den Duschhocker,
wenn Sie in die Dusche steigen.

**Vermeiden Sie gefährliche
Stürze im Badezimmer.**

Duschhocker Spa	S	M	L
Empfohlen für Körpergröße	1,35-1,50 m	1,50-1,70 m	>1,70 m
Hygieneöffnung, Stufe 1/2/3	5 / 8 / 11 cm	5 / 8 / 11 cm	5 / 8 / 11 cm
Gesamtbreite von Griff zu Griff	50 cm	51 cm	52 cm
Sitzhöhe	46 cm	50 cm	54 cm
Höhe mit Rückenlehne	77 cm	81 cm	85 cm
Radstand	30cm	31 cm	32 cm
Benötigter Platz für Wendekreis	47 cm	47,5 cm	48 cm
Maximales Benutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg
Gesamtgewicht Edelstahl/Anthrazit	6,7 kg / 6,8 kg	7,3 kg / 7,4 kg	8,1 kg / 8,3 kg

Rahmen

269 €



Anthrazit pulverbeschichtet

299 €



Edelstahl

Zubehör

99 €



Rückenlehne

(Nur für pulverbeschichtetes Modell erhältlich)



Immer die Hände frei haben.

Magnetischer Stockhalter Held & Taler



Befestigen Sie Ihren Stock an Ihrer Hose oder Handtasche!

- Magnet-Klammer Held: Befestigen Sie den Held am Stock oder an der Unterarmgehistütze.
- Magnet-Taler: Stecken Sie das Gegenstück in Ihre Hosen-, Jacken- oder Handtasche.
- Jetzt haben Sie die Hände frei: Die Gehhilfe haftet magnetisch sicher an Ihrer Hosen-, Jacken- oder Handtasche.
- Sparen Sie Zeit: Sie müssen nicht nach einer Stelle suchen, an der Sie Ihren Gehstock anlehnen können.



Gehstützen fallen nicht um.



Sie haben die Hände für wichtigere Dinge frei.

Hält an allen eisenhaltigen Materialien.



Held & Taler



Schwarz




Neongelb



Neonorange




Befestigen Sie den Magneten
an Ihrem Stock oder Ihrer
Unterarmgehstütze.



Legen Sie den Taler
in Ihre Tasche.



Befestigen Sie Ihre
Gehhilfe an Ihrer Tasche.



Sie haben Ihre
Hände frei.

Preise & Zubehör



17,90 €

Taler einzeln



17,90 €

Held einzeln



29 €

Held und Taler im Set



29 €

Held Set für die Wohnung (ohne Taler)



39 €

Held Set Komplett (mit Taler)

Entspannen auf Knopfdruck.

Club Ruhe- und Aufstehsessel



Die Club Ruhe- und Aufstehsessel – Mit Leichtigkeit aufstehen und hinsetzen.

- Lordosenstütze für zusätzliche Stabilität beim Sitzen.
- Mit der magnetischen Fernbedienung vermeiden Sie gefährliche Stürze: Einfach direkt am Sessel befestigen.
- Verstellbare Kopfstütze.
- Weich oder fest, Sie haben die Wahl.
- Optional verstellbare Sitztiefe (Bei Club1 und Club2).
- Aufstehhilfe in der Armlehne.




Club1: Einfach bedienen
und bequem sitzen.



Club2: Aufstehsessel und
Tagesbett in einem.

Club3: Entlastung durch
Herz-Waage-Position.



Club1: Einfache Bedienung mit nur zwei Tasten



Magnetische Fernbedienung

Haftet seitlich, an der Armlehne und am Kopfteil.

Nie mehr nach der Fernbedienung bücken.

Lordoseunterstützung

Zusätzliche Stabilität beim Sitzen.

Sitztiefeinstellung

Individuell anpassbar.



Einfache Bedienung

Zwei Tasten um in alle Positionen zu gelangen.

Federkernsitzkissen

Komfortabel sitzen.

Farbkombinationen



Microfaser
Beige



Webstoff
Mittelgrau

Club 1
1.499 €

Magnetische
Fernbedienung



Sicher aufstehen

Einfach bedienen



Club2: Schlafen und Relaxen in einem Sessel

Stufenlose Einstellung der Rückenlehne

Der Sessel stoppt automatisch sobald die Taste losgelassen wird.

Magnetische Fernbedienung

Haftet seitlich, an der Armlehne und am Kopfteil.

Nie mehr nach der Fernbedienung bücken.

Leichter Positionswechsel

Stellen Sie den Sessel bequem an einen anderen Platz.

Lordoseunterstützung

Zusätzliche Stabilität beim Sitzen.

Greifunterstützung

Unterstützt beim Aufstehen.

Tagesbettfunktion

Einfach bequem zurücklegen: Sie müssen nicht zwischen Couch oder Bett und Sessel wechseln.

Separate Steuerung der Fußstütze

Sie finden garantiert Ihre Lieblingsposition.

Farbkombinationen



Webstoff Mittelgrau & Kunstleder Dunkelbraun



Microfaser Beige & Kunstleder Dunkelbraun



Club 2
1.999 €



Aufstehposition



Lese- und TV-Position

Schlafposition



Club2 Soft: Schlafessel mit der Extraportion Komfort

Stufenlose Einstellung der Rückenlehne

Der Sessel stoppt automatisch sobald die Taste losgelassen wird.

Magnetische Fernbedienung

Haftet seitlich, an der Armlehne und am Kopfteil.

Nie mehr nach der Fernbedienung bücken.

Lordoseunterstützung

Zusätzliche Stabilität beim Sitzen.

Extra Soft durch Polster

Abnehmbare und anpassbare Kissen.

Tagesbettfunktion

Schlafen Sie bequem im Sessel.

Separate Steuerung der Rücken- und Fußstütze

Füße hochlegen, während der Rücken gerade bleibt.

Farbkombinationen



Microfaser
Beige



Webstoff
Mittelgrau

Unkompliziertes Verschieben

Vier Rollen ermöglichen Positionswechsel.



Club 2 Soft
1.999 €

Relaxen Sie im
Club2 Soft.



Weich und bequem,
dank extra Polsterung.

Vier Räder, für leichtes
Verschieben.



Club2 Mobil: Der funktionale Sessel



Inklusive aller
Club2-Funktionen

Abnehmbare Armlehnen

Für den Transfer von
Personen vom Bett/
Rollstuhl in den Sessel.

Hygienisch

Lässt sich wischdesinfizieren
und ist wasserabweisend.

Schiebegriff

Erleichtert den Transport
von Personen.

Akku (zusätzliches Zubehör)

Keine Stolperfalle und mehr
Flexibilität beim Einrichten.

Magnetische Fernbedienung

Hält seitlich, auf der Armlehne
und am Kopfteil.

Tagesbettfunktion

Schlafen Sie bequem
im Sessel.

Farbkombinationen



Kunstleder Dunkelbraun



Webstoff Mittelgrau &
Kunstleder Dunkelbraun

Club2 Mobil
2.599 €

Mit Schiebegriff für einen
leichten Transport.



Einfacher Transfer vom
Rollstuhl in den Sessel.

Abnehmbare Armlehnen.



Club3: Aufstehsessel zur maximalen Entspannung

Stufenlose Sitzneigungsverstellung

Bis zu 108° kipubar.

Magnetische Fernbedienung

Haftet seitlich, an der
Armlehne und am Kopfteil.

Zusatzfunktion: Speichern
Sie Ihre Lieblingsposition.

Geringer Platzbedarf

Die Aufstellfläche
beträgt nur 150 x 75 cm.

**Ideal für kleine
Wohnungen.**

Lordoseunterstützung

Zusätzliche Stabilität
beim Sitzen.

Separate Steuerung der Fußstütze

Füße hochlegen, während
der Rücken gerade bleibt.
Legen Sie die Beine hoch:
Ihre Beine werden
entlastet und entstaub.
Gut für Herz und Kreislauf.

Kurzwahltasten

Sie kommen schnell in
Ihre Lieblingsposition.

Farbkombinationen



Webstoff Mittelgrau &
Kunstleder Dunkelbraun



Microfaser Beige &
Kunstleder Dunkelbraun



Club 3
2.199 €

Optimale Druckentlastung
der Beine.



Lehnen Sie sich zurück.

Aufstehfunktion



Aufstehsessel	Club1	Club2	Club2 Soft	Club2 Mobil	Club3
Sitzhöhe	48 cm	46 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Sitztiefe	56 / 61 cm	47/51 cm	47/51cm	47/51cm	54 cm
Körpergröße	160-180 cm	150-190 cm	150-190 cm	150-190 cm	150-190 cm
Sesselhöhe	112 cm	121 cm	123 cm	128 cm	119 cm
Sesselbreite	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Sessellänge in Ruheposition	170 cm	194 cm	194 cm	190 cm	151 cm
Maximale Belastung	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Aufstellfläche	180x75 cm	200x75 cm	200x75 cm	200x75 cm	150x75 cm
Neigung Rückenlehne	133°	166°	166°	166°	108°
Anzahl der Motoren	1	2	2	2	3

Zubehör: Passend zu Ihrer Sesselfarbe



39 €

Lendenkissen**




69 €

Schonbezug-Set**



129 €

Inkontinenz-Auflage*
2er Set



49 €

Kopfkissen**



299 €

Akku zur kabellosen Nutzung

*Erhältlich in Microfaser Beige
oder Webstoff Grau.

**Erhältlich in Microfaser Beige,
Webstoff Grau und
Kunstleder Dunkelbraun.

Der schwenkbare Beistelltisch für alle Club-Sessel.

Schwenktisch Tabula

- Die perfekte Hilfe beim Lesen, Spielen oder einfach als Armablage
- Sehr stabil und stützfest. Hält bis zu 20 kg auf der Tischfläche.
- Sie können sich mit bis zu 100 kg auf dem Rohr abstützen.
- Wird fest am Sessel verschraubt
- 270° schwenkbar, Schwenkradius 70 cm



299 €

Beistelltisch Tabula (Hell)



299 €

Beistelltisch Tabula (Dunkel)



Macht Ihren Rollstuhl bequem, weich und stilvoll. **Rollstuhlkissen und Polster**



Verwandeln Sie Ihren Rollstuhl in einen bequemen Rollstuhl.

- Für fast alle Standard Rollstuhl-Modelle geeignet.
- Rollstuhlpolster machen Ihren Rollstuhl bequemer und schützen vor Kälte.
- Verdecken scharfe Kanten und kaltes Metall und erhöhen dadurch den Sitzkomfort.
- Verfügbar in drei Farben: Apfelgrün, beige und grau.
- Verschönern jeden tristen Kassenrollstuhl.
- Auch mit Sitzheizung gegen Auskühlen und Zug an kalten Tagen.



Bequemer sitzen.



Nie wieder an der Armlehne stoßen, dank der Armpolster.

Zu jeder Jahreszeit
nach draußen.



Rückenpolster

Weich und gleichmäßig gepolstert,
für einen besseren Sitzkomfort.
Entlasten Sie Ihre Wirbelsäule.

Sitzkissen

Schmerzfreies sitzen,
auch über mehrere Stunden.
Schutz vor Zug und Kälte,
dank der seitlichen Flügel.



Armlehnenpolster

Weich gepolsterte
Ablagefläche für Ihre Arme.
Helfen dabei Druckstellen
an den Armen zu vermeiden.

Fußstützenpolster

Verdecken kaltes und
scharfes Metall.
Nie mehr Schürfwunden
durch scharfe Kanten.

Rollstuhlpolster-Berater

Finden Sie das passende
Polster für Ihren Rollstuhl.

www.saljol.de/rollstuhl-zubehoer

ab 249 €
als Set oder einzeln erhältlich



Farben



Apfelgrün



Microfaser
Beige



Webstoff
Grau

Zubehör: Pimpen Sie Ihren Rollstuhl



79 €

Inkontinenzauflage



39 €

Stabil Sitzplatte



75 €

Gamasche Trippelschutz



269 €

Sitz- und Rückenheizung

Entspanntes schlafen.


Komfortmatratze Bequema



Die Kaltschaummatratze Bequema ist so abgestimmt, dass Sie von Anfang an entspannt auf ihr schlafen.

- Hoher Komfort und Qualität.
- Made in Germany.
- Drei ausgewählte Schaumstoffe sorgen für einen erholsamen Schlaf.
- Verfügbar in ausgewählten Größen.
- Abnehmbarer, weicher Frottebezug, für noch mehr Komfort.
- Waschbar bei 60°.
- Mittlerer Härtegrad H2 / H3.







ab 289 €

- **Softschaumauflage:**
Angenehm weich und anschmiegsam.

- **Noppenschaumauflage:**
Gute Gewichtsverteilung und
Förderung der Luftzirkulation.

- **Unterbau:**
Stützschrift mit elastischen
Eigenschaften.

Auch mit Inkontinenzbezug erhältlich.



Ergonomisch und stilvoll designte Rollatoren

Über Rollz

Die stylischen und ergonomischen Rollatoren Rollz Motion² und Rollz Flex bringen Sie weiter und unterstützen Sie dabei ein aktives und unabhängiges Leben zu führen. Seit 2020 übernimmt Saljol den Vertrieb der Rollz Produkte in Deutschland. Beide Marken stehen für herausragende Qualität, individuelles Design und passen sowohl vom Anspruch als auch vom Hilfsmittel-Angebot sehr gut zueinander.

Saljol GmbH • Frauenstr. 32 • 82216 Maisach • Tel. 0800 50 50 269 • hallo@saljol.de • www.saljol.de





Rollz Flex²

Design Rollator mit großer Tasche.

Rollz Motion²

Verwandeln Sie Ihren Rollator in einen Rollstuhl.





Rollz Motion Performance

All-Terrain-Version des 2-in-1 Rollator und Rollstuhls.

Rollz Motion Rhythm

Rollator für Menschen mit Parkinson.



Design Rollator mit großer Tasche. Rollz Flex²

**Ein Rollator der nicht nach einem Hilfsmittel aussieht,
leicht zu manövrieren und ideal zum Einkaufen.**

- Große, wasserabweisende Tasche mit kleinem Beutel zum Herausnehmen
- Hohe Zuladung bis zu 20 kg möglich
- Individuell einstellbarer Griff
- Leicht zu manövrieren, auch einhändig
- Faltbar für leichten Transport
- Modernes Design, erinnert an einen Kinderwagen
- Durch Umklappen des Griffs als Einkaufstrolley nutzbar: Ideal für Treppen



Große Tasche, fasst 25 l



Rollator mit Sitz

Stylisches Design



Rollator-Position

Ideal zum Stützen und Schieben.



Trolley-Position

Ideal zum Hinterherziehen und bei Treppen.



Achtung:
Keine Rollator-Funktion
in dieser Position

Leicht zu manövrieren

Sehr wendig, dank kleinem Wendekreis.



499 €

Sichere Bremse

Die Bremszüge sind unsichtbar im Rahmen versteckt.

Flexibler Handgriff

Der Handgriff ist nicht nur höhen-, sondern auch in verschiedenen Positionen im Winkel verstellbar.

Zweckmäßige Tasche

Die Tasche kann bis zu 20 kg tragen. Inklusive herausnehmbarer Innentasche.

Leicht und kompakt

Wiegt nur 7,4 kg. Lässt sich in der Mitte zu einem kompakten Packmaß falten.

Rollz Flex	
Gewicht	7,4 kg
Körpergröße	155-195 cm
Maximale Belastung	125 kg
Sitzbreite	44 cm
Sitzhöhe	62 cm
Max. Stützhöhe	100 cm
Min. Stützhöhe	80 cm
Breite offen	62 cm
Breite gefaltet	33 cm
Hilfsmittelnummer	10.50.04.1214
Fassungsvermögen Tasche	20 kg-25 l

Rahmenfarbe



Pebble white



Dark purple



Jungle green



Matt black

Zubehör



109€

Regenschirm



39€

Taschenhaken



39€


Stockhalter



inkl.

Tasche smokey grey

Neue Reifen



Alt



Neu

PU-Schaum

Die Reifen bestehen aus 30% weicherem PU-Schaum. Das macht die Reifen weicher, sorgt für mehr Dämpfung, weniger Vibration und besseren Grip. Dadurch wird das Fahren für Sie noch angenehmer.



Verwandeln Sie Ihren Rollator in einen Rollstuhl.

Rollz Motion²

Spazieren Sie ganz bequem mit Ihrem Rollator und bauen Sie ihn bei Bedarf in einen Rollstuhl um.


- Rollator und Rollstuhl immer mit dabei, ideal für Reisen
- Wendig, durch bewegliche Vorderräder
- Einstellbare Fußstützen
- Faltbar für leichten Transport
- Hoher Fahrkomfort, dank hochwertiger Reifen und Griffe





In zwei Größen erhältlich

Als Rollator verwendbar



2in1 Rollator und Rollstuhl:
Ideal für Reisen

Stabile Handgriffe

Höhenverstellbare Handgriffe unterstützen das aufrechte und sichere Gehen.

Bequemer Sitz

Ruhen Sie sich auf dem gepolsterten Sitz aus oder verwandeln Sie den Rollator in einen Rollstuhl.

Fahrkomfort

Die großen, stoßabsorbierenden Reifen und vibrationsdämpfenden Softschaumgriffe ermöglichen einen bequemen Spaziergang.



899 €
je Größe


Rollator
+
Rollstuhl



Umbau im Handumdrehen

So schnell geht der Umbau vom Rollstuhl in einen Rollator:

https://youtu.be/-f8_kHrMLcw



Rollz Motion²	Groß	Klein
Gewicht	11,6 kg	11,6 kg
Körpergröße	160-190 cm	150-185 cm
Maximale Belastung	125 kg	125 kg
Sitzbreite	45 cm	45 cm
Sitzhöhe	55 cm	50 cm
Max. Stützhöhe	103 cm	95 cm
Min. Stützhöhe	82 cm	82 cm
Breite offen	67 cm	67 cm
Breite gefaltet	31 cm	31 cm
Hilfsmittelnummer	10.50.04.1164	10.50.04.1164

Rahmenfarbe



Pebble white



Dark purple



Island blue



Matt black

Größen



Rollz Motion groß
160-190 cm Körpergröße



Rollz Motion klein
150-185 cm Körpergröße

Kompakt

Der Rollz Motion lässt sich leicht zu einem kompakten Packmaß zusammenfalten.

Zubehör



109 €

Regenschirm



49 €

3 in 1 Rollstuhlpaket Halter



99 €

Shoppingtasche



119 €

Transportschutz



39 €

Becherhalter



49 €

Rückengurt



49 €

Anschnallgurt

All-Terrain-Version des 2-in-1 Rollator und Rollstuhls.

Rollz Motion Performance

Reibungslose und sichere Fahrt auf unbefestigten und holprigen Wegen.

- Bequemes Fahren, dank der vier Luftreifen
- Stoßabsorbierende Griffe und Armlehnen
- Sicherheit im Dunklen durch Reflektoren
- Sicheres Bremsen bei jedem Wetter
- Kissen in Keilform für eine bessere Sitzposition



Als Rollstuhl



Stoßdämpfende Armlehnen



Als Rollator



Weiche Armlehnen

Extra bequeme
Armlehnen mit dicker
Schaumstoffpolsterung.

Sichtbarkeit im Dunklen

Reflektierende Teile.

Fester Sitz

Durch die Keilform
sitzt man aufrechter.

Luftreifen

Robuste Luftreifen für
angenehme Fahrten auf
holprigen Straßen.



999 €
in Jungle green

Rollator




Rollstuhl



Umbau im Handumdrehen

So schnell geht der Umbau
vom Rollstuhl in einen Rollator:

https://youtu.be/-f8_kHrMLcw



Rollz Motion Performance	
Gewicht	11,4 kg
Körpergröße	160-190 cm
Maximale Belastung	125 kg
Sitzbreite	45 cm
Sitzhöhe	55 cm
Max. Stützhöhe	103 cm
Min. Stützhöhe	82 cm
Breite offen	67 cm
Breite gefaltet	31 cm

Zubehör



109 €

Regenschirm



49 €

3 in 1 Rollstuhlpaket Halter



99 €

Shoppingtasche



119 €

Transportschutz



39 €

Becherhalter



49 €

Rückengurt



49 €

Anschnallgurt



Parkinson Rollator

Rollz Motion Rhythm

Der Rollator für neurologisch bedingte Gangstörungen

- Akustisches Signal für flüssige Gehgeschwindigkeit
- Visuelles Signal für Verlängerung der Schrittlänge
- Spürbares Signal für gleichmäßigen Gehrhythmus
- Lösen von Gangblockaden
- Ideal für Gehübungen
- Smartphone-App für detaillierte Einstellungen



Signale auch per
App steuerbar



Drei Signale für
besseres Gangbild



Als Rollator

Drei Reize

Dieser Parkinson-Rollator bietet verschiedene Signale, um aus einer „Gangblockade“ herauszukommen: eine Laserlinie auf dem Boden, ein Metronom mit zwei Tönen und eine Vibration in den Griffen. Es ist möglich, aber nicht erforderlich, diese drei zu kombinieren.

Den Rhythmus starten

Der Laser, die Vibration und die Töne zeigen den gewünschten Geh-Rhythmus an. Die persönlichen Vorlieben und das Tempo können über das Modul am Rollator eingestellt werden. Der Geh-Rhythmus startet durch Drücken einer Taste im Griff.



Rollator
+
Rollstuhl




1.699€

in matt black

*Das Rollstuhlpaket ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Rollz Motion Rhythm	
Gewicht	11,6 kg
Körpergröße	160-190 cm
Maximale Belastung	125 kg
Sitzbreite	45 cm
Sitzhöhe	55 cm
Max. Stützhöhe	103 cm
Min. Stützhöhe	82 cm
Breite offen	67 cm
Breite gefaltet	31 cm

Mit Laserlicht, Vibrationen und Tonsignalen




Schneller oder langsamer

Das Tempo aller Reize kann leicht erhöht werden, damit der Benutzer etwas schneller spaziert, oder etwas langsamer, um die Bewegungen flüssiger zu machen



Zwei Töne

Eine Variation der Tonhöhe des Metronoms verhindert eine Gewöhnung und hält den Benutzer fokussiert. Sie können diese Töne auch über das Smartphone erklingen lassen.



Smartphone-App

Mit der dazugehörigen App auf dem Smartphone werden Schallintensität, Tonhöhe, Musterdauer und Rhythmus der Reize eingestellt: 8x, 16x, 32x oder kontinuierlich. Das Smartphone selbst kann über die App auch rhythmisch vibrieren.

Zubehör



109 €

Regenschirm



49 €

3 in 1 Rollstuhlpaket Halter



99 €

Shoppingtasche



119 €

Transportschutz



39 €

Becherhalter



49 €

Rückengurt



49 €

Anschnallgurt



219 €

Rollstuhlpaket

A man in a black polo shirt and grey shorts is pushing a woman in a motorized wheelchair. The woman is wearing a colorful striped dress and a straw hat. They are in a grassy field with a plowed field and trees in the background.

Ideen die Sie
weiter bringen

rollz